



沪制 02270208 号

INSTRUCTION MANUAL

MODEL GC7890II GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEM

GC7890II 气相色谱仪 使用说明书

请认真阅读并妥善保管本使用说明书。
• 在操作使用仪器之前，请认真阅读本使用说明书，充分理解与安全有关的注意事项。 • 为了让本使用说明书在需要时进行参照，请保管在方便取用的就近场所。

上海天美科学仪器有限公司
TECHCOMP

使用说明书

GC7890II 气相色谱仪

请认真阅读并妥善保管本使用说明书。

- 在操作使用仪器之前，请认真阅读本使用说明书，充分理解与安全有关的注意事项。
- 为了让本使用说明书在需要时进行参照，请保管在方便取用的就近场所。

上海天美科学仪器有限公司

2009 年 2 月第一版

目 录

前沿	1
关于产品的质量保证	2
关于安装、移位和售后服务	3
关于对客户的技术培训	3
关于废弃	3
关于样品、试剂的使用与保管	3
注意事项	4
有关安全的通用注意事项	4
关于高压储气瓶的注意事项	6
关于氢气的注意事项	7
关于工作电源的注意事项	7
关于高电压触电的注意事项	9
关于 ECD 检测器放射源的注意事项	10
关于分析有毒有害样品的注意事项	10
关于重物落下导致受伤的注意事项	10
关于高温烫伤的注意事项	11
关于火源及灭火器的注意事项	11
关于毛细管色谱柱损伤眼睛的注意事项	11
关于仪器上的警告标志	11
关于长时间操作使用引起的疲劳	12
关于室内空气的流通	12
关于换气装置的注意事项	12
关于电磁波干扰的注意事项	13
仪器使用注意事项	14
定期检查	17
电脑使用注意事项	18

第一章 安装准备	19
1.1 安装条件的准备	19
1.2 电器条件细则	21
1.3 接地	23
第二章 气路连接	26
2.1 气体净化器的介绍	26
2.2 气路管道的连接方法	26
2.3 气路连接示意图	28
第三章 仪器概述与主要指标	30
3.1 气相色谱原理简介	30
3.2 仪器概述	31
3.3 温控指标	32
3.4 检测器技术指标	33
第四章 色谱柱的安装	34
4.1 安装填充色谱柱	34
4.2 安装毛细管色谱柱	39
第五章 进样器	53
5.1 进样器概述	53
5.2 填充柱进样器	54
5.3 气体进样器	55
5.4 毛细管柱分流附件与不分流进样附件	57
5.5 毛细管柱分流/不分流进样器	57
5.6 毛细管柱进样器的流量设置	60
第六章 气路控制系统	63

6.1 气路控制系统概述	63
6.2 填充柱进样器、分流进样器、氮 FID、单 TCD 气路系统面板	64
6.3 分流进样器、分流/不分流进样器、双 FID 气路系统面板	65
6.4 分流、分流/不分流进样器、单 FID、单 FPD 气路系统面板	66
6.5 填充柱进样器、分流进样器、单 FID、单 ECD 气路系统	67
6.6 双分流进样器、双 FID 气路系统	68
6.7 填充柱进样器、单 FID 气路系统	69
6.8 分流进样器、单 FID 气路系统	70
6.9 分流/不分流进样器、单 FID 气路系统	71
6.10 双填充柱进样器、单 TCD 气路系统	72
6.11 填充柱进样器、单 TCD 气路系统	73
6.12 填充柱进样器、TCD 与 FID 串联使用气路系统	74
6.13 填充柱进样器、单 ECD 气路系统	75
6.14 分流进样器、单 ECD 气路系统	76
6.15 分流/不分流进样器、单 ECD 气路系统	77
 第七章 微机控制部分	 78
7.1 微机控制部分概述	78
7.2 微机控制部分面板	79
7.3 微机控制部分面板的键盘功能	80
7.4 柱箱恒温的设置	82
7.5 进样器温度的设置	86
7.6 检测器温度的设置	87
7.7 分流/不分流时间程序设置	88
7.8 其他功能	90
 第八章 检测器	 91
8.1 检测器概述	91
8.2 氢火焰离子化检测器(FID)	91
8.3 热导检测器(TCD)	96

8.4 电子捕获检测器 (ECD)	100
8.5 氮磷检测器 (NPD)	105
8.6 火焰光度检测器 (FPD)	112
第九章 仪器的保养	117
9.1 清洗与老化	118
9.2 故障排除	120
联系我们	124

前 言

首先十分感谢您购买并使用本公司生产制造的 GC7890II 气相色谱仪。

本仪器是专门用于气相色谱分析的设备，请不要用于其他的目的、用途。

本仪器是对掌握了化学分析方法基础知识的人员为对象而设计制造的产品。在生产制造过程中所使用的材料均符合环境保护标准，在使用过程中仪器操作或样品使用方法上的操作错误，不仅的不到正确的分析结果，可能造成人体伤害或环境污染的问题，请予以注意。

在操作使用仪器之前，请仔细阅读本说明书，充分理解与安全有关的注意事项。

本说明书的著作权和解释权属于上海天美科学仪器有限公司。禁止私自将本说明书的一部分或全部复印、出版。本说明书可能在未经通知的情况下进行修改。

关于本使用说明书的使用

本说明书是为 GC7890II 气相色谱仪的操作做人员编制的，对仪器的操作方法及操作使用注意事项进行了介绍，使用仪器前请务必认真阅读。特别是注意事项的内容，与人体和仪器本身的安全、保护有关，必须认真阅读，从而正确的对仪器进行操作。

本说明书的版本号为 V9.02。

关于产品的质量保证

本公司的 GC7890II 气相色谱仪的质量保证，仅限于按照使用说明书上所记载的内容，进行正确操作的情况，并以使用说明书上记载的技术指标为基准。

(1) 保修范围

- (a) 本公司在制造上的缺陷所造成的故障，只对仪器本体进行免费维修。
- (b) 在修理时，可能使用一部分零部件替代品，也可能用相同部件与用户更换已损坏的部件来代替上门修理。
- (c) 被使用在仪器上的专用电脑、打印机等在市场上频繁被淘汰的产品，会有不能供应同一形式产品的时候。
- (d) 已被废弃的仪器，或者未征得本公司同意自行转卖的仪器、选配件、零配件等，即使在保修期内也不能提供免费维修。

(2) 保修期限

从安装之日起计算，一年以内。

(3) 不保修的项目

下列情况即使在保修期内，也不能进行免费保修。

- (a) 由于在不符合本公司规定的工作环境中使用仪器而造成的故障。
- (b) 由于没有按照本公司规定的电源要求（电压、频率、接地）使用仪器，以及电源的异常所造成的故障。
- (c) 由于样品中混入不纯物、以及空气杂质等造成腐蚀、老化的故障。
- (d) 由于空气中含有腐蚀性气体，导致机械零件、电路元件腐蚀或其它专用器件老化的故障。
- (e) 由于没有使用本公司提供的电脑软件以及零配件所造成的故障。
- (f) 由于用户的操作不当或保养、保管不当所造成的故障。
- (g) 由于未被本公司认可的维修人员的修理不当所造成的故障。
- (h) 被废弃的仪器以及未与本公司联系而转卖的仪器。
- (i) 安装完成后，由于自行移动或运输所造成的故障。
- (j) 未经本公司的认可，自行分解、改造或装拆所造成的故障。
- (k) 易耗品以及被限定有保证期的零部件的故障。
- (l) 在使用说明书等上面被记载的，保修对象以外的零部件故障。
- (m) 由于火灾、地震、台风、洪水、雷电、骚乱、暴动、犯罪、恐怖活动、战争、放射性污染、有害物质的污染以及其他不可抗拒的原因造成的故障。
- (n) 由于雷电、意外停电等原因，引起电源电压的突变，并因此导致的电脑操作系统、应用软件、电脑数据、以及电脑硬件等受到损害所造成的故障。
- (o) 由于电脑病毒原因导致的故障，即电脑操作系统、应用软件、电脑数据、以及电脑硬件等受到损害所造成的故障。
- (p) 由于未按规定正确操作电脑，如强行关闭电脑电源等，并因此导致的电脑操作系统、应用软件、电脑数据、以及电脑硬件等受到损害所造成的故障。

(4) 保修的限制

- (a) 在上述(3)项中列举的被明确指明在保修范围以外的不予保修。
- (b) 商品性以及特定目的适合性的暗示保证等，不予保修。由明示或暗示的此类保证所产生的直接或间接的损害不予补偿。
- (c) 非本公司认可的、无承认手续的销售商、特约商及其工作人员在口头或书面传达的情报和本产品的性能不一致的不予保修。

关于安装、移位和售后服务

仪器交付时的安装，应由本公司负责安装的技术服务人员或本公司认可的技术服务人员实施。

在安装之前，请客户参照本使用说明书，负责做好满足仪器安装条件的准备工作。仪器交付后，如果发生需要移动安装位置的情况，为避免由此产生的故障，请务必与销售商或者离客户最近的本公司技术服务部门联系。

关于对客户的技术培训

为了能安全和正确的使用本仪器，可利用本公司的设施和场地，也可前往客户处，举办技术培训讲座。参加手续请与销售商或本公司技术服务部门联系。

技术培训讲座属于有偿服务，需要收取一定费用。

关于废弃

由于本仪器使用含放射性物质的 ECD 检测器和锂电池，在废弃时必须与普通废弃物加以区别。因此在废弃本仪器时，请务必对相关的法律、法规进行确认，或向本公司技术服务部门进行咨询。

在处理废弃的 ECD 检测器和锂电池时，必须请有资质的部门、机构进行处理，必要时也可由本公司代为处理。禁止随意丢弃 ECD 检测器和锂电池，避免造成对人体的伤害和对环境的污染。

关于样品、试剂的使用与保管

- (a) 在使用本仪器做日常分析时，所使用的样品、试剂应按照规定的操作规程，请用户负责正确地使用、保养及处理。
- (b) 各种样品、标准液、精度管理用试剂的使用、保管和废弃的方法等，请分别按照各有关经销商的指示进行，并对相关的法律、法规进行确认。
- (c) 样品、试剂请储存于阴凉、干燥、通风的场所，储存场所不宜超过 30℃，并应根据化学物品的性质做好标记进行分类存放，并保持容器的密封性。
- (d) 如果发生泄漏，应先切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。少量触及皮肤时，可以用大量清水冲洗稀释。废弃时应根据化学物品的特性进行处理后，才能进行处置。



为了安全地操作使用

注意事项

在使用 GC7890II 气相色谱仪之前，请认真阅读以下叙述的有关安全和使用上的说明，并充分理解其内容。



有关安全的通用注意事项

- 仪器的操作使用，请按照使用说明书中所指示的顺序进行。
- 进行安装及保养作业，限于受到本公司训练并得到资格认可的人员。
- 请务必遵守仪器及使用说明书上提示的注意事项。疏忽这些话，可能会有引起人体伤害或仪器损坏的危险。
- 有关安全的注意事项，有（危险）、（警告）、（注意）等较为醒目的提示字样、注意符号和短语配合出现，如下所示。



危险：这是提醒用户，存在引起死亡或者重大伤害的极大可能性，是有异常危险存在的标记。

（本仪器没有此类标记）。



警告：这是提醒用户，存在可能会引起死亡或者人体重大伤害的潜在危险的标记。



注意：这是提醒用户，存在可能引起比较轻度的人体伤害或者仪器的重大损伤的潜在危险的标记。



：这个注意符号通常和短语一同出现，一般记载的是与安全及正确使用仪器有关的事项，目的是使其较为醒目。

此外，还有与人体安全无直接关系的“留意事项”的提示字样，如下所示。

△ 留意事项：指与人体安全无直接关系，仅用于提示防止、避免仪器出现损伤的标记。

◇ 注：为了正确的操作使用仪器和测定样品等目的，进行补充说明的标记。



为了安全地操作使用



与安全有关的通用注意事项（续）

- 请不要自行对仪器进行装拆改造、更换部件、使用非指定的零配件或在使用时取下安全保护装置，因为从安全角度上讲这是危险的。
- 仪器交付时的安装、保养、移动安装位置等，请让本公司认可的技术服务人员操作实施。
- 请不要进行使用说明书上所记载的内容以外的操作和使用。仪器如果出现问题，请与有关的销售商或本公司的技术服务部门联系。
- 需要使用可能对人体、环境有害的样品、试剂等时，请客户负责对房间进行充分的换气。如果换气不够充分，不仅可能影响仪器的正常使用，还可能影响操作人员安全或对环境造成污染。
- 仪器或使用说明书上所提示的注意事项，虽然经过了充分的研究，但是未被考虑到的超出预想的事态的发生，也不是不可能的。所以在操作使用仪器时，不仅要按照使用说明书上所提到的注意事项进行操作，操作者自己也请随时小心，注意安全，避免意外发生。



为了安全地操作使用

本使用说明书中记载的比较重要的安全注意事项归纳如下：



危险

本仪器没有此类标记。



警告

关于高压储气瓶的注意事项

- 使用高压储气瓶时，请务必遵守有关的规定。在启动 GC7890II 气相色谱仪之前，请充分检查所有的管道连接是否正常，有没有漏气现象。特别是对可燃性气体（氢气等），务必严格检查。在使用中发生漏气时，请立即关闭仪器，排除泄漏后才能继续使用。
- 装满气体的高压储气瓶，请放置在没有火源的室外阴凉处，通风必须良好、温度在 40℃ 以下，没有阳光直射的地方。
- 请不要让高压储气瓶达到 40℃ 以上的高温，距离 2 米以内不得有明火存在。与其他易燃易爆物品及氧化性气体的容器和气瓶的间距不得小于 8 米。
- 请用铁链、铁圈等将高压储气瓶固定，防止倾倒。每个气瓶都要直立放置。不得对气瓶敲击、碰撞。气瓶不得靠近热源，夏季应防止暴晒。
- 在安装高压储气瓶的减压阀时，如果发现螺纹有损伤现象，不可勉强安装，在这种情况下请更换气瓶或减压阀。
- 打开高压储气瓶总阀时，请把阀门充分打开，若不充分打开的话，气流量会有变化。开启时操作者应站在阀门侧后方，动作要轻缓。不容易打开时请不要用榔头等敲打把手或总阀。
- 高压储气瓶总阀打开之后，请在气体输出的连接部、以及总阀的接口处涂上肥皂水，以确认没有漏气。如果发现漏气，应立即关闭阀门，检查并解决了漏气现象后，方可重新打开阀门。
- 各种气体必须分别使用各自的气体减压阀。气体还未完全用光之前（应该保留 0.5Mpa 左右的余压），就应该进行更换。



为了安全地操作使用



警告（续）

关于氢气的注意事项

- 请不要使用氢气作为载气。如果把氢气作为载气使用，万一发生故障是不能保修的。不得已的情况下，如果使用氢气作为 TCD 检测器的载气，则必须将 TCD 检测器放空处排出的氢气体通过管道引到室外。
- FID、NPD、FPD 检测器把氢气作为燃烧气使用。由于氢气是易燃、易爆气体，在使用时请充分注意安全。任何时候都要注意检查整个氢气气路的密封性，避免出现漏气现象。
- 在使用氢气时，必须使用专门的气体减压阀。氢气管道连接时，请不要使用橡胶管等不符合安全要求的管道，尽可能使用不锈钢材料制成的管道。
- 请在关闭了氢气的总阀门后进行管道连接，管道连接完毕之前，请不要打开总阀门。管道连接完毕后，必须用高泡肥皂水涂在从气瓶到气相色谱仪的所有管连接部上，进行探漏试验，确认没有氢气泄漏现象。
- 气路连接应正确无误。千万不可将氢气管道接到仪器的空气入口处，否则氢气将大量泄漏，造成危险。
- FID、NPD、FPD 等使用氢气的检测器未连接色谱柱，而氢气旋钮处于打开状态的话，氢气会进入色谱柱箱内，有爆炸的危险。因此不使用检测器时，必须将流量控制部的相关氢气控制阀关闭。
- 为了防止爆炸，在使用肥皂膜流量计等测量流量时，请不要在氢气和空气混合的状态进行测量。
- 实验完毕后，请首先关闭氢气气源的总阀，然后再进行其它关机操作。仪器不用时，必须将氢气气源（气瓶或发生器）的总阀关闭，同时要始终保证氢气气源本身无泄漏。
- 为防止氢气泄漏引起的爆炸事故，放置氢气气源及仪器的房间必须通风良好，不得出现明火，并严格遵守消防条例的有关规定。



为了安全地操作使用



警告（续）

关于工作电源的注意事项

- GC7890II 气相色谱仪的电源线为 3 线式电缆，为了确保安全，请配置使用正确接地、装有漏电保护器的专用电源。连接电网电压的电源线、接地线等工作，请委托专门的电气工程师按有关规定进行操作。
- 配置多台气相色谱仪时，为了避免万一的触电事故，请给各台气相色谱仪均装上漏电保护器。
- 请确认提供给 GC7890II 气相色谱仪的工作电源为 AC220V（50Hz 或者 60Hz），功率为 2KVA 以上。如果电源有波动，或是供电电源线上有被干扰的现象时，则不仅影响气相色谱仪的正常工作，还可能造成事故。
- 请配置 GC7890II 气相色谱仪的专用电源，不要与其他可能影响电源稳定的装置共用电源。请使用动力电源作为 GC7890II 气相色谱仪的工作电源，禁止借用照明电源作为仪器的工作电源，避免发生安全事故，或对仪器的正常工作造成不利影响。
- GC7890II 气相色谱仪使用 220V 的电源电压，该电压可能会引起触电伤亡事故。连接仪器的电源线之前，请先确认电网电压的控制开关和仪器的电源开关处于关闭状态。
- 仪器的良好接地是非常重要的。接地方式必须规范、合理，以确保人身的安全和仪器的可靠运行。禁止使用煤气管、暖气管或自来水管等作为仪器的接地线，可能会导致爆炸或触电等事故发生。
- 在连接安装电源线时，必须同时安装接地线，并确认该地线的接地电阻在 10 欧姆以下。如果仪器接地不良，不仅降低仪器抗外部干扰的能力，并且气相色谱仪主机还会产生浮游电压，形成触电的危险。



为了安全地操作使用



警告（续）

关于高电压触电的注意事项

- 为了防止触电，在安装色谱柱以及进行清洗、更换等仪器的日常保养时，请关闭 GC7890II 气相色谱仪的主机电源，并放置 3 分钟以上之后再进行，不要将电源关闭之后就马上开始工作。
- 柱箱加热丝挡板的背面有风扇、加热丝等，带有 220V 工作电源。安装色谱柱（尤其是金属部分）时请务必小心，安装不准确的话，色谱柱等物体有被风扇卷进去的可能，甚至引起触电事故。
- FID、NPD、FPD 检测器的发射极/点火极上有 250V 的极化高压或较高的点火电流；各个检测器上均有 220V 的加热电压。进行仪器的操作使用时，请注意不要触摸这些部位；进行清洗、更换等仪器日常保养工作时，请注意先关闭仪器的工作电源。
- 主体背面的排气管道附近，请绝对不要放置易燃、易爆物品或金属类物品，防生火灾或触电等意外事故。
- 在气相色谱仪的内部，使用高电压电路。为了避免发生触电的危险，除了操作时允许打开的盖子（流量控制部的门盖）以外，请不要打开其他的盖子。
- 仪器如果出现电路方面的故障，请与有关的销售商或本公司的技术服务部门联系，一般情况下不要自行打开仪器的电路部分盖板。如果确实需要打开仪器盖板进行检查、整理时，必须先关闭仪器的工作电源并拔下电源线插头。检查、整理完毕后，必须先盖上仪器的盖板，然后才能通电开机。



为了安全地操作使用



警告（续）

关于 ECD 检测器放射源的注意事项

- GC7890II 气相色谱仪的 ECD 检测器使用 ^{63}Ni 放射源，直接面对时，会对人体造成伤害。使用 ECD 检测器时，排出的废气必须接到室外，管子出口的高度应在实验室建筑物顶 2 公尺以上，避免载气带出的放射性物质伤害人体或污染环境。
- 如果 ECD 检测器发生故障，必须送回本公司处理。请不要自行打开 ECD 检测器，避免受到放射性物质的伤害。在处理废弃的 ECD 检测器时，必须请有资质的部门、机构进行处理，禁止随意丢弃，避免造成对人体的伤害和对环境的污染。

关于分析有毒有害样品的注意事项

- 使用分流方式进行有毒有害样品的分析时，分流放空处排出的有毒、有害样品可能会对人体造成伤害或对环境造成污染。请将分流放空处排出的气体通过过滤装置收集，或者引到室外，避免伤害人体或污染环境。
- 使用 TCD、ECD 检测器进行有毒、有害样品的分析时，由于 TCD、ECD 是浓度型检测器，不会破坏样品的分子结构，所以该有毒、有害样品可能会对人体造成伤害或对环境造成污染。请将 TCD、ECD 检测器放空处排出的气体通过过滤装置收集，或者引到室外，避免伤害人体或污染环境。

关于重物落下导致受伤的注意事项

- GC7890II 气相色谱仪重约 50kg（不同配置的情况下，重量会有所差异），一旦掉落，可能会砸伤人体，因此搬运时请务必小心。



为了安全地操作使用



警告（续）

关于高温烫伤的注意事项

- 仪器工作时，进样器、检测器、顶部盖板、色谱柱恒温箱等均处于较高的温度，请勿触摸，否则有烫伤危险。
- 仪器背部的排气口有热风吹出，请不要将脸或手靠近排气口，避免烫伤。此外，在排气口的附近，请不要放置易燃、易爆物品和容易受热变形的物品。
- 安装或更换进样垫、玻璃衬管、过渡接头、色谱柱等，以及对进样器、检测器、色谱柱恒温箱进行故障检查时，请在充分确认进样器、检测器、色谱柱恒温箱的温度已冷却到接近室温后再进行，否则会有被烫伤的可能。
- 打开色谱柱箱的大门之前，请先确认色谱柱箱的温度已冷却到接近室温，在高温状态下打开门的话，会有被吹出的热风烫伤的可能。
- 在检测器的出口处测定气体流量时，请将检测器和色谱柱箱的温度，冷却到接近室温的状态后进行。必须在高温状态下测定流量时，请充分注意，不要被烫伤。

关于火源及灭火器的注意事项

- 请避免在分光光度计附近吸烟或使用明火，避免发生安全事故。
- 请在气相色谱仪的附近配置备用灭火器。普通火灾用、电气火灾用、油火灾用等灭火器都能使用，但粉末灭火器更为合适。

关于毛细管色谱柱损伤眼睛的注意事项

- 切割毛细管色谱柱时，可能会有碎片飞起。为不让其进入眼睛，请戴好安全眼镜进行操作。另外，请注意不要被切割刀具或色谱柱的尖端划伤。

关于仪器上的警告标志

- 在 GC7890II 气相色谱仪的主机上，贴有与高电压、高温有关的警告标志。在操作使用仪器的过程中请务必加以注意，避免引起安全事故。



为了安全地操作使用



注意

关于长时间操作使用引起的疲劳

- 一面观察显示屏、一面进行仪器操作或数据处理时，如果长时间以相同姿势观察显示屏，会积累眼睛和身体的疲劳。

如果需要长时间进行仪器操作或数据处理，为了保持身体健康，请每工作一小时后，休息 10 分钟～15 分钟，调整一下眼睛和身体，去除疲劳。

关于室内空气的流通

- 如果长时间在一个较小的房间中使用仪器，有可能会造成室内有害气体浓度上升，或氧气浓度下降，会影响人体健康。此种情况下，请安装排气扇或经常打开窗户，保持室内通风良好。

关于换气装置的注意事项

- 气相色谱仪产生的各种生成物、废弃物一般都是有害的。此外，用于配置样品的无机酸（盐酸、硝酸等）以及一些有机溶剂不仅对人体有害，还会使仪器的电子零件性能退化，缩短寿命，因此请务必准备必要的换气装置。
- 使用化学药品或样品进行分析时，对爆炸性、可燃性、毒性、有害性等，要充分进行注意。对于这些化学药品或样品的废弃物，请进行稳定化、无害化的之后，才能废弃到指定的地方。特别是对有毒物，请务必按照有关规定执行，将其送到有资质的机关部门进行处理，不得随意排放，造成环境污染或人体伤害。
- 排气装置的罩、导管及换气扇，请使用金属制的，最好是不锈钢制的。使用不锈钢以外的金属制成的排气装置时，会有受到腐蚀的可能。在开始样品进行分析之前，请确认排气装置是否已正常工作。



为了安全地操作使用



关于电磁波干扰的注意事项

关于本仪器产生的电磁波干扰影响其他设备

本仪器在操作使用过程中，可能产生电磁波干扰影响其他设备，如电视机、收音机等。

仪器内外部所使用的各种电路部分连接线，请选用指定的产品，这样可以将干扰其他设备的电磁波降至最小。

但是本仪器无法保证不产生影响其他设备的电磁波。

如果怀疑是本仪器产生电磁波干扰，可将本仪器的电源开关关闭，并观察电视机、收音机等信号接受状况，加以确认。

如果确认是本仪器对电视机、收音机等信号接受形成了干扰，可以尝试采用下述方法加以改善。

- 将电视机、收音机等设备安装到其他场所。
- 将本仪器的电源线与电视机、收音机等设备的电源线所使用的电网电源插座分开，避免使用同一组电网电源。

关于本仪器容易受到的电磁波影响

本仪器在操作使用过程中，如果附近有其他大型设备，则此类设备所产生电磁波、噪音、震动等也会影响本仪器的正常工作状态。

仪器内外部所使用的各种电路部分连接线，请选用指定的产品，这样可以将其他设备的电磁波干扰降至最小。

但是本仪器无法保证不受其他设备的影响。

如果怀疑本仪器受到其他设备产生电磁波干扰，可将被认为是干扰源的设备的电源开关关闭，并观察本仪器的工作状况是否有所改善，加以确认。

如果确认是该设备对本仪器形成了电磁波干扰，可以尝试采用下述方法加以改善。

- 改变该设备的安装方向。
- 将该设备上可能产生电磁波干扰的部分安装到其他位置。
- 将该设备的电源线与本仪器的电源线所使用的电网电源插座分开，避免使用同一组电网电源。
- 确认与该设备安装在一起的其他设备是否受到电磁波干扰。



为了安全地操作使用



仪器使用注意事项

- 应该保持使用环境和仪器内部、外部的干净、整洁。积灰、污染现象严重的仪器，其性能和使用寿命也会大大降低。
- 仪器内部有各种电路板。由于对仪器内部进行清理、检修等原因需要打开仪器盖板时，请注意不要触摸电路板部分。用手触摸电路板或零件的话，可能影响仪器的性能或使用寿命。
- 连接气路管道时，应避免将密封螺帽拧紧过头，否则可能造成密封螺帽、管道、密封垫圈等咬死、损坏，反而容易造成泄漏并损坏管道或仪器，请予以注意。
- 气路管道内部如果有污染，会引起基线不稳、基流增大等故障，影响样品分析，请注意保持管道内部的清洁。
- 载气请尽可能使用高纯度的气体。如果载气中有空气或水混入，会缩短色谱柱的寿命，有机物等不纯物的混入会影响分析数据的正确性。
- 载气对仪器及色谱柱等是有保护作用的。在准备使用仪器时，应该首先打开载气，让载气先进入仪器系统；在停止使用仪器时，应该先关闭辅助气源、电源、数据处理装置等其他部分，并等待一段时间，最后才关闭载气。
- 色谱柱的故障与载气有密切的关系，在载气中含有氧、水或其他杂质时，会引起色谱柱性能退化。请充分注意载气中不要混入不纯物，必要时请使用过滤装置。
- 如果仪器不能调零或进样不出峰，要考虑载气没有进入仪器，是可能的原因之一。为避免造成色谱柱的损伤或检测器的污染等危险，请立即降低柱箱温度进行冷却。
- 检测器用的各种辅助气体也和载气一样，请尽可能使用高纯度的气体，如果使用纯度较低的气体的话，会影响分析数据的正确性，或使检测器过早退化。
- 请使用干燥的空气，如果水分较多的话，在气路内部就会有水分附着，影响正常工作。使用空气压缩机时请配置干燥过滤器进行除湿，并每天对空气压缩机进行排水清扫。



为了安全地操作使用



仪器使用注意事项（续）

- 开机使用仪器时，应该先设置进样器、检测器的温度。待进样器、检测器的温度恒定以后，再设置色谱柱恒温箱的温度，避免色谱柱中的溜出物对检测器等造成污染。
- 进样器和检测器的温度在上升前，应确保载气进入进样器和检测器。如果载气处于停止状态的情况下升温，空气会进入进样器和检测器，污染、氧化进样器和检测器内部的器件，影响性能和寿命。例如 ECD 检测器的放射源有可能被污染；TCD 检测器的钨丝有可能被氧化。
- 进样器和检测器的温度下降到 100℃ 以下之前，请保持载气进入进样器和检测器。如果在高温状态下停止载气供应，进样器和检测器内部的器件也有被污染或氧化的可能，影响性能和寿命。
- 进行进样器的检查时，首先确认进样器、柱箱、检测器的温度是否已接近室温，以及检测器的燃烧是否停止之后，再取下色谱柱。若不遵守这个步骤的话，可能会有污染物混进分析系统，不仅给分析带来坏影响，还会损坏价格昂贵的色谱柱。
- 进样器内的进样垫如果污染或破损，应该及时进行更换。新的进样垫在使用之前，最好先放在柱箱等处进行一下老化，避免可能有的杂质进入仪器的气路系统或色谱柱。
- 进样器内的玻璃衬管如果污染或破损，应该及时进行清洗、更换。清洗好的玻璃衬管应该充分干燥后，再装入进样器，避免可能有的杂质进入仪器的气路系统或色谱柱。
- 清洗进样器和检测器时，请不要使用刷子类工具。酸、碱等可能会对高精度零件造成损伤或对人体造成伤害，请绝对不要使用。



为了安全地操作使用



仪器使用注意事项（续）

- 使用 FID、NPD、FPD 检测器时，氢气的流量必须合适。较大的氢气流量虽然有可能提高响应值，但是噪声也会随之增加。太大的氢气流量还有可能使检测器饱和，甚至影响检测器的性能和寿命。
- 使用 FID、NPD、FPD 检测器时，在点火之前必须先确认检测器的温度已升至 100℃ 以上。如果在检测器的温度低于 100℃ 时点火（NPD 检测器是设置电流），燃烧产生的水蒸气有可能残留在检测器内，影响检测器的性能和寿命。
- 设置 TCD 检测器的钨丝电流之前，请先确认载气是否已进入 TCD 检测器。TCD 检测器中没有载气的情况下加钨丝电流，会导致钨丝性能退化，甚至导致钨丝烧断。
- TCD 检测器的灵敏度与钨丝电流的大小成正比。但是为了提高灵敏度，而把钨丝电流设置太大，钨丝会由于异常的高温而性能退化，甚至导致钨丝烧断。请选择合适的钨丝电流值，延长钨丝的使用寿命。
- ECD 检测器比较容易被空气、杂质等污染，因此必须使用高纯气源，同时还要使用高效脱氧管，对检测器进行保护。如果气源不纯，可能导致出现灵敏度下降甚至没有响应等故障。
- ECD 检测器即使不是在在高温状态下，如果有空气进入检测器，也会对检测器内部的放射源造成污染或氧化，导致基线不稳定、灵敏度下降，甚至不能调零、进样不出峰等故障。请在不使用 ECD 检测器时，维持一个较小的载气流量，或将检测器的气体输入、输出端密封，保护检测器。
- NPD 检测器的灵敏度与铷珠电流的大小成正比。但是为了提高灵敏度，而把铷珠电流设置太大，铷珠会由于异常的高温而性能退化，甚至导致铷珠烧断。请选择合适的铷珠电流值，延长铷珠的使用寿命。
- FPD 检测器由于火焰较大，燃烧产生的水蒸气也较多，有可能残留在检测器内，影响检测器的性能和寿命。请定期对 FPD 检测器的内部以及滤色片等进行检查、清理。
- 必须避免 FPD 检测器的光电倍增管受到强光照射，可能导致光电倍增管的性能、寿命下降，甚至损坏光电倍增管。



为了安全地操作使用



定期检查

■ 对 GC7890II 气相色谱仪的外部气路管道，请根据下表所述，进行定期检查。

期间	检查项目	检查方法	保养方法
根据使用的情况	由于气路管道的损伤及老化引起的漏气	用肥皂水或泄漏检测装置进行漏气检查。	损伤、退化导致漏气时，更换新配件。或者再紧固，排除泄漏现象。
	接地线的状态	检查接地线是否按规定的方法连接，或有无中途断开的情况。	接地线断开时，将断开的地方重新连接好之后再开始使用（尽可能使用烙铁、套管等）。
	换气	对换气用的排风扇、空调器等进行检查。	根据换气设备的技术指标，检查其工作状态。
	仪器内部气路系统探漏	根据本说明书介绍的探漏方法，设定气源的输出压力，对从气源输入口到放空出口的整个气路系统进行探漏检查。	根据漏气部位及其原因，决定是用力紧固还是更换新配件。
气瓶或管道更换时	管道连接部探漏	把气源设定为使用压力，用肥皂水探漏	损伤、退化导致漏气时，更换新配件。或者再紧固，排除泄漏现象。
每月一次	全部气路系统探漏	把气源设定为最大使用压力，进行耐压及泄漏检查（氢气流路如果漏气，会有着火的危险）。	损伤、退化导致漏气时，更换新配件。
每年一次	接地电阻的检查	测定地线电阻，确认在 10 欧姆以下。	在 10 欧姆以上时，重新进行接地线的连接，使接地电阻小于 100 欧姆。



为了安全地操作使用



电脑使用注意事项

关于电脑的数据备份

如果发生电脑受到干扰或出现操作失误，可能会造成数据丢失。建议每隔一段时间，将电脑硬盘中的数据保存到光盘或软盘，进行备份。

另外，为了避免发生误操作，请在电脑的硬盘上，设置 100 MB 左右的空间，作为 GC 应用软件的工作区域。

关于电脑的病毒

程序或数据被突然破坏、电脑无故出现误动作、显示屏出现不正常的画面、等等。出现上述现象时，电脑有可能感染了病毒。所谓电脑病毒，是指侵入电脑中，恶意破坏电脑正常工作的一些程序、软件。

使用含有病毒的程序、软件，以及上网、通信时接触含有病毒的程序、软件、电子文档，均有可能感染电脑病毒。因此，请务必对需要使用的程序、软件、电子文档等进行确认，不要使用来历不明的程序、软件等，尽量避免感染电脑病毒。有些情况下，可以使用杀毒软件将病毒予以清除，但是有些病毒可能杀毒软件也无法清除。此种情况下，有可能需要重装操作系统或对电脑硬件进行维修。

请客户自行进行杀毒软件的准备、以及感染电脑病毒后的处理工作。

关于电脑的电源关闭

与仪器一起正在使用中的电脑，如果强行关闭或强行切断电脑的工作电源，有可能造成电脑损坏或操作系统、应用软件、数据等遭到破坏，或者数据无法保存。关闭电脑之前，请先退出控制 GC 应用软件，然后在操作系统中按正确步骤进行关机操作。

关于电脑的突然停电

与仪器一起正在使用中的电脑，由于电网电压故障、断电、以及雷电等因素，有可能导致突然停电、工作电压瞬间跌落，造成电脑损坏或操作系统、应用软件、数据等遭到破坏。

推荐使用防止交流电源突然停电的装置，作为保护电脑系统的对策。

第一章 安装准备

1.1 安装条件的准备

1.1.1 环境条件

GC7890 II 气相色谱仪应该在温度和相对湿度分别为 5~35℃ 和 0~85% 的范围内使用。推荐在人们感到舒适的环境下使用（适当的恒温、恒湿条件）。这样，仪器才能发挥最佳的性能，仪器的使用寿命也最长。

如果将仪器暴露在腐蚀性物质（不管是气体、液体还是固体）中，可能会损坏仪器的材料和零部件，降低仪器的使用寿命，所以应该避免。

安装仪器的房间应当装有排风扇，保证室内空气的流通。

1.2.1 安装地点

GC7890 II 气相色谱仪的高度为 49cm、宽度为 67cm、深度为 53cm，自重约为 60kg 左右。安装 GC7890 II 气相色谱仪，需要一张安放仪器的工作台，台面长 120cm，宽 71cm，至少能够承受 80kg 的重量，试验台必须水平、稳固。

为了方便柱箱中的高热空气排放，在 GC7890 II 气相色谱仪与墙面之间应留出至少 30cm 的空间，并且不应堆放物品。工作台与墙面之间应留有 30—40cm 的通道，便于安装、保养、或检修仪器。

仪器上方不可放置、悬挂任何其它的物品、搁板等。若有阻挡物，会影响仪器顶部的散热，妨碍仪器的正常使用。

如果其它设备（如记录仪，积分仪，工作站等）也放置在同一张工作台上，则工作台的台面和载荷要根据需要适当增大。

1.1.3 电源线

GC7890 II 气相色谱仪使用的工作电源为 AC220V±10%。为了防止出现安全事故，GC7890 II 气相色谱仪按照国际电工技术协会的要求，使用三芯电源线，面板和机壳均与三芯电源线中的接地端连接。因此向 GC7890 II 气相色谱仪供电，也应该使用三相电源插座，并且必须三相电源插座应按照有关规定，将接地端进行良好的接地。

1.1.4 气源要求

某些气体供应商能提供“仪表纯”或“色谱纯”级的气体（其名称因不同供应商而异），这些气体都可用作色谱的专用气体，但是应指定纯度级别。

为了获得最佳的色谱性能，我们推荐如下的纯度值。

1.1.4.1 载气和毛细管柱尾吹气的纯度

N ₂	99.999%
H ₂	99.995%

He	99.995%
Ar/CH ₄	99.995%

▲注意：

使用电子捕获检测器时，载气的纯度必须大于 99.9995%。

1.1.4.2 检测器用辅助气的纯度

H ₂	99.99%
干燥空气	无水、无油

1.1.4.3 载气的选择

选择什么气体作为载气（或毛细管柱尾吹气），取决于色谱柱和检测器的需要。下表是对气体选择的一些建议，供参考。

通常选择气体除了取决于色谱柱和检测器的需要之外，可能还要考虑价格因素及购买是否方便。比较常见的载气选择为：FID、ECD、NPD、FPD 检测器选择氮气（N₂），TCD 检测器选择氢气（H₂）。

检测器	载气	说明
TCD	He	通用
	H ₂	灵敏度最高（注 1）
	N ₂	H ₂ 检测（注 2）
	Ar	H ₂ 灵敏度最高
FID	N ₂	灵敏度最高
	He	可用于替换
ECD	N ₂	灵敏度最高
	Ar/CH ₄	最大动态范围

▲注意：

- 1.H₂ 灵敏度比 He 更高，但会冲掉 TCD 热导钨丝上的钝化物质致使漂移率偏高，一直要等到钝化物还原完毕为止。与某些化合物不能兼容。
- 2.N₂ 适于分析 H₂ 或 He，但会大大地降低分析其它化合物的灵敏度，对某些组分还可能出反峰。

1.1.5 净化器

一般来说，我们建议在载气和辅助气的气路上均装上净化器。GC7890 II 气相色谱仪随仪器附有一套高效气体净化器。气体净化器在使用了一段时间后，应将气体净化器内的分子筛和硅胶进行活化处理。（活化的温度一般为 260℃ 左右，活化时间不少于六小时。）

1.1.6 脱氧管

痕量氧气也会使 ECD 检测器的性能下降。在净化器的气体出口（载气）和仪器的气体入口接头之间可以装一个脱氧管，以去掉痕量的氧气，提高 ECD 检测器的性能，保证 ECD 检测器的正常工作。GC7890 II 气相色谱仪如果配置 ECD 检测器，随仪器附有一个脱氧管。

1.2 电器条件细则

1.2.1 引言

一个合格的电器技术员应当能给该系统送上合适的电源。无论是改造现存的电器设备，还是安装全新的设备时都要求如此。

- 估计一下该地区的电力总需要量。
- 装上比较方便的输出线。
- 制订电器安全方面的计划。
- 要保证所有的配线都符合当地的规范。

1.2.2 确定电源功率的需求量

算出该地区所需的电量。

▲注意：

总电量应该包括原订的设备再加上以后计划扩建时要增加的设备。

1.2.3 电压极限

在任何安装仪器的地点，当系统已送电的时候，相线—中线电压都应保持在额定电压的 $+5\% \sim -10\%$ 范围内，电压应从系统的电源输入一侧进行测量。

1.2.4 频率极限

允许线路频率极限取决于系统内极限范围最窄的设备（在仪器的电源线输入处测量）。GC7890 II 气相色谱仪的极限很宽，可在 50Hz 至 60Hz 的范围内操作。

1.2.5 谐波数量

仪器馈线的谐波最高总量不得超过 5%（仪器送上电后在仪器的电源输入处测量）。

1.2.6 电源的意外情况

在某些地区，仪器系统所用的电源线可能会出现过份的电压下降现象，或出现冲击电压，瞬变电压，断电或其它意外情况，这样，仪器系统的操作就不可靠了。因此，必须对供电的质量进行检查。如果在检查中发现有某些项目不符合系统的要求，即应纠正。

1.2.7 电源噪声

GC7890 II 气相色谱仪的结构设计是能耐受合理的输入线噪声的。但是从其它用电的公用工程来的许多噪声，GC7890 II 气相色谱仪是无法控制的。这种电噪声的主要来源是来自仪器附近其它较大功率电器的设备，例如电炉，电机、电磁阀，可控硅整流器和 X 光机等。

此外，还可能由于中线的接触不良而引起的“中线——接地噪声”和由于楼层接地不良所引起的“接地——接地”噪声。最大的电线允许噪声为 3V (rms)，从 30Hz 到 50Hz。

可用一台示波器来测量小的“地线——中线”电压，如果电压有畸变偏差，模拟表头上的读数就会失真。一般来说，如果电压低于测量结果就有问题。

1.2.8 噪声的消除

如果要消除现有电器设备或将来安装的电器设备的噪声，我们坚持这样的建议，即在主配电盘与仪器分配电盘之间要装一根合格的馈线。要检查中线接触和接地是否良好（请参阅下面“接地”一节）。

如果在装上合格的馈线之后，仍有不良的瞬变现象，那就要装一台能降低输入电噪声的设备了。

1.2.9 电源干扰

对电源输出产生干扰的输入电源噪声，或干扰系统中的信号线的输入电源噪声，都会使仪器系统的功能失常。这些输入干扰可归纳为冲击、压降和瞬变，现分述于下：

“冲击”和“下跌”是输入电压的正、负值的突然变化，其延续时间在 5 毫秒之间。一般来说“冲击”和“下跌”都不应超过正常额定线电压的 $\pm 15\%$ 左右，而且在 17 毫秒（60Hz）和 20 毫秒（50Hz）之内恢复到稳定态。“电源电压瞬变”是输入电压的正负值发生突然变化，其延续时间在 1 毫秒和 5 毫秒之间。如果这种瞬变时间大于额定电压的 20%（取决它的能量），就会使仪器的功能失常。

在监测输入电质量的好坏和评价干扰的特性时，有一台电源输入干扰监测仪是很有用的。因为电源线的干扰可能会每小时、每天和每星期都发生，所以该监测器应至少接上一个星期。也不要吧所测得的结果当成绝对值，因为季节的变化，其干扰值也会不同。

试验方法是，使用 0.5 微秒上升时间，10 微秒脉冲持续时间的尖峰信号，其幅度为电源电压的两倍。

1.2.10 电源处理设备

如果在装上专用的馈线和接地后，仍有瞬变现象，那么就应安装能降低输入电源线干扰的设备了。能完成这一任务的装置基本上有四种：

- 隔离变压器
- 电源电压调节器
- 电动机—发电机设备
- 不受干扰的供电系统

线路调节设备的功率必须满足现在和将来的需要。建议的最低额定值为 5KVA，这样既可满足现在的要求，也可满足将来扩建的要求

1.3 接地

要想使仪器能安全可靠地运行，仪器的接地良好是非常重要的。一般来说，大多数国家和地区都要求给电器设备安装地线，以确保人身的安全和仪器的可靠运行。

1.3.1 安全接地

各种标准一般都要求给电器设备安装安全导体。标准中一般都有这样的要求：每根火线回线（中线）都要伴随一个安全导体。安全导体的大小必须与火线的大小一样。

一般来说，安全标准都要求把安全导体接到操作人员可能会碰到的电器设备的导电表面上，或由于电器事故可能激励起来的导电表面。在正常操作情况下，这根线不应带返回的交流电。如果仪器的框架未接地，如果火线偶然碰到框架上，该框架上的电压很可能会达到一定的危害程度。把安全地线接到仪器的底盘上即可避免触电的危险，因为这样就形成一个极低阻抗回路，会使电路的闸刀跳闸或保险丝烧断。每台仪器产品中都有安全接地装置，只要把仪器接到有地线的接头上，或将仪器中的接地环按用户所提出的规格接到地线上，这个回路就算完成了。

如下所述，仪器中的安全地线通常是通过绝缘的接地装置接在建筑物的导管上，这样，反过来又使分电路的配电接地。在任何情况下都必须符合当地的和国家的安全规范。

安全地线必须正确接在总配电接地母线的端子上。一般都应当懂得，从任何负载返回总接地母线的地线阻抗必须小于 11 欧姆。

1.3.2 无噪声接地

为了使 GC7890 II 气相色谱仪运行情况良好，我们坚持建议采用无噪声接地装置。这种接地也称作“绝缘接地”，因为它是与建筑物中的其它电器接地装置分开的。当把 GC7890 II 气相色谱仪和其它仪器连接起来时，使用“绝缘接地”将有助于保持系统的可靠性。

在大多数情况下，普通的接地是不能满足要求的，因为该种接地方式不可能不带进一点接地不良所引起的噪声。噪声还可能来自射频播音器，这根地线还可能带有一般稳定的电流。

典型的容易产生噪声的接地情况如下：

- 导管
- 房顶和建筑物的横梁
- 自来水管
- 提升地板的支撑结构。
- 煤气管或取暖管道

把地线接到这些管子是大多数消防规范所不容许的，也很容易受到由于接地不良所产生的建筑物噪声的影响，同时，由于天线的影 响，它们还会接收到电 频的干扰。

可以接地的东西如下，（应和当地电器检查部门商量，选用当地可以接受的接地方法）：

- 用一根尺寸合适的电线接到楼房的总管线上或接到总导管的入地处。
- 把接地用的长钉子打进潮湿的土层里（1米左右），并接到入地处。
- 也可以接到其它可靠的入地处。

绝缘的地线必须牢固地接在装置上。不要用夹子把地线夹在管子或接地柱上。也不要使用其它会使接头松动的方法来连接。接头必须用铜焊或锡焊，尽可能减小接地接头处绝缘电阻的下降。如果按装得不合适，在接头处就可以量到电阻，再加上地线上的电阻就会使绝缘的接地装置上产生我们所不希望的电势。在安装地线的时候要预防它偶然和其它地线接触这会给绝缘带来不良的影响。绝缘线必须接在配电盘的绝缘母线上，再从配电盘上通过接头和电源地线分别接到仪器系统的各个单元上。绝缘母线可由配电盘上的接地板构成。

所用的电线尺寸应使最远一点到主配电盘接地处的接地电阻最低。请与当地的电器检查部门商量所用的电线规格。

当多层建筑物中安装了电网处理装置时，应把电网处理装置的外壳与建筑物结构中的钢筋接起来，这样才能减少接地噪声。地线的一端应接到线路处理装置的外壳上，另一端应焊接在最近的楼房竖梁钢筋上。把地线接到建筑物的钢筋上比把地线接到地下室单独的接地柱上要好。

1.3.3 中线—地线连接质量的测定

市场上可以买到几种专门用于测定接地系统质量的设备。这些设备包括接地检测仪，用来引导地线中的电流，然后进行测试，并能指示接地的质量（显示灯或以欧姆表示的刻度）。还有一种是地线测试仪，用来测定接地系统的电阻。

如果接地阻抗太高，应对几个项目进行检查。如果没有装电网处理设备，也没有指定的接地装置就应检查一下建筑物总配电盘上中线—地线（N—G）的连接是否良好，如果已装了线路处理设备，也应再一次检查线路处理装置上的 N—G 接点。如果当时的 N—G 接头装的地方不合适应移装到合适的位置上，因为装的位置不合适，接地导线上就可能会产生不希望有的电流。

应检查一下接地导线的连接是否良好。如果接地导线的尺寸小于电路上的导线，或者接地导线没有绝缘，我们建议换成一根尺寸与电路中导线相同的绝缘导线。

1.3.4 电负荷的平衡

使用三相和分流相系统的电负荷平衡是很重要的，因为：

- 能减少外部电压降和电压改动对单独变压器带动的设备所产生的不利影响。
- 能提高绝缘变压器的性能。
- 延长变压器的使用寿命。

不平衡的负荷会在中线和地线之间产生电压差。测量这个电压就可知道负荷是否平衡。在平衡负荷时，要使用一只夹式安培计。首先应量一下每相的电流，然后从仪器系统配电盘上拆下动力线，再重新安排负荷，然后再测量一次。要反复这个程序，直至中线电流降至最低值为止。

测量中线与地线之间的电压差也可用来证明负荷是否平衡。给仪器送上电后，用一台示波器来测量仪器电源输入端子上中线和地线之间的电压差。地线夹子探针的连接越短越好。把电源线从系统配电盘上拿下来，重新安排负荷，然后再反复测量。反复进行这个程序，直至中线—地线的电压降至最低值为止。

在平衡其它馈线的负荷时，中线—地线电压可能会进一步降下来，或者在加大馈线的尺寸时，它也会降下来。如果系统配电盘上的中线—地线电压太高，就从总配电盘中挂出一条专用馈线。

第二章 气路连接

2.1 气体净化器的介绍

GC7890 II 气相色谱仪随机附件中有一个高效气体净化器,能为用户过滤、净化气相色谱仪所用的各种气体,保证仪器能够正常的工作。该高效气体净化器有三个气体管道,载气管道有两个净化管、氢气管道和空气管道各有一个净化管,能同时过滤、净化三种气体,有时亦可将几个管道串联以进一步提高净化效果。

使用电子捕获检测器时,净化器后还应加装一根高效脱氧管以剔除载气中痕量的氧气。

载气管道的两个净化管,一个净化管内为分子筛,用来过滤气体中的杂质;另一个净化管内为硅胶,用来过滤气体中的水份。

氢气管道和空气管道两个净化管内均为硅胶,也是为了过滤气体中的水份。

当净化器使用六个月后,要进行一次活化。活化时应把分子筛、硅胶分别倒入两个干净、耐高温的容器内,在烘箱内 260℃ 温度下,烘烤不少于 6 小时,取出冷却 2 小时后,再按原样装入净化管中。这样高效气体净化器又可以重新使用了。

2.2 气路管道的连接方法

GC7890 II 气相色谱仪的外部气路管道,采用外径 $\Phi 3 \times 0.5$ (壁厚) 的聚乙烯管, $\Phi 2 \times 0.5$ 不锈钢衬管、磷铜圈 (铜碗)、O 型圈 2 个, M8×1 螺纹密封螺母、M8×1 螺纹接头来进行连接,如图 2—1 所示:




图 2—1 聚乙烯管气路连接示意图

GC7890 II 气相色谱仪的外部气路管道，亦可采用 $\Phi 3 \times 0.5$ 外径的不锈钢管或紫铜管、密封磷铜圈（铜碗）、O 型圈 2 个，M8×1 螺纹密封螺母、M8×1 螺纹接头来进行连接，如图 2—2 所示：




图 2—2 金属管气路管道连接示意图

连接步骤如下所述（以连接气源钢瓶与气体净化器为例）：

1. 截取适当长度的聚乙烯管，并在其两端各插入一根 $\Phi 2 \times 0.5$ 的不锈钢衬管。
2. 将 M8×1 密封螺母、磷铜圈和 2 个 O 型圈装入聚乙烯管的一端。
3. 将 M8×1 密封螺母旋在钢瓶接头（M8×1）上，并旋紧，保证密封良好。
4. 将 M8×1 密封螺母、磷铜圈和 2 个 O 型圈装入聚乙烯管的另一端。
5. 将 M8×1 密封螺母旋在净化器的相应接头（M8×1）上，并旋紧，保证密封良好。
6. 其他气路管道的连接步骤与上述步骤相同。
7. 如果使用不锈钢管或紫铜管等金属管气路管道，则 $\Phi 2 \times 0.5$ 不锈钢衬管不必使用，其它步骤相同。

▲注意：

1. 输入到 GC7890 II 气相色谱仪的压力必须在 0.343Mpa—0.392Mpa 范围内（相当于 $3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ — $4\text{kg}/\text{cm}^2$ ）。
2. 空气输入到 GC7890 II 气相色谱仪的压力必须在 0.294Mpa—0.392Mpa 范围内（相当于 $3\text{kg}/\text{cm}^2$ — $4\text{kg}/\text{cm}^2$ ）。
3. 氢气输入到 GC7890 II 气相色谱仪的压力必须在 0.196Mpa—0.392Mpa 范围内（相当于 $2\text{kg}/\text{cm}^2$ — $4\text{kg}/\text{cm}^2$ ）。
4. 如果使用氢气为载气时，输入到 GC7890 II 气相色谱仪的载气入口压力应为 0.343Mpa（相当于 $3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ ）。

▲注意：

氢气减压阀要选用最大输出压力为 0.4 Mpa（相当于 $4\text{kg}/\text{cm}^2$ ）以上的氢气减压阀。

2.3 气路连接示意图

2.3.1 FID、NPD、FPD 检测器气路连接图

FID、NPD、FPD 检测器的外部气路连接如图 2—3 所示：




图 2—3 FID、NPD、FPD 检测器气路连接示意图

▲注意：

1. 不可将氢气管道与载气、空气管道接错，否则可能造成危险。
2. 气路未连接好之前，请不要打开气源总阀。
3. 气路连接好之后，请打开气源总阀，进行探漏检查。

2.3.2 TCD、ECD 检测器气路连接图

TCD、ECD 检测器的外部气路连接如图 2—4 所示：




图 2—4 TCD、ECD 检测器气路连接示意图

▲注意：

1. TCD 检测器的外气路中没有高效脱氧管。
2. 以氢气作为 TCD 检测器的载气时，可将氢气气源的输出管道接到气体净化器的载气管道输入接头上。
3. 未作好 ECD 检测器的高效脱氧管的安装准备时，请不要拧下高效脱氧管两端的闷头。
4. 安装 ECD 检测器的高效脱氧管时，应在载气气源开启的状态下，先连接高效脱氧管的输入端，再连接高效脱氧管的输出端。
5. 安装 ECD 检测器的高效脱氧管时，动作应尽量快，减少外部空气中的氧气对高效脱氧管的污染。
6. 气路连接好之后，请打开气源总阀，进行探漏检查。

第三章 仪器概述与技术指标

3.1 气相色谱原理简介

气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具，它主要利用物质的物理性质对混合物进行分离，测定混合物的各个组分，并对混合物中的各个组分进行定性、定量分析。

最早色谱法被应用于分离植物的叶绿素。将植物的石油醚抽取液倒入一根装有粉状碳酸钙吸附剂的玻璃柱管内，再加入纯的石油醚，任其自由流下，结果在柱管中出现了不同颜色的谱带，因而有了“色谱”之名。后来这种方法逐渐被应用于无色物质的分离。在色谱分析中用的“色谱”名称并没有颜色特殊含意，但是“色谱”这个名称还是保留了下来，沿用到现在。

由于该分析方法有分离效能高、分析速度快、样品用量少等特点，因此目前已广泛地应用于石油化工、生物化学、医药卫生、卫生检疫、食品检验、环境保护、食品工业、医疗临床等部门。气相色谱法在这些领域中解决了工业生产的中间体和工业产品的质量检验、科学研究、公害检测、生产控制等问题。

气相色谱仪是以气体作为流动相（载气）。当样品被送入进样器后由载气携带进入填充色谱柱或毛细管色谱柱。由于样品中各个组份在色谱柱中的流动相（气相）和固定相（液相或固相）之间分配或吸附系数的差异。在载气的冲洗下，各个组份在两相间作反复多次分配，使各个组份在色谱柱中得到分离，然后由接在色谱柱后的检测器根据组份的物理化学特性，将各个组份按顺序检测出来。最后由二次仪表（如记录仪、积分仪、色谱工作站等）将各个组份的检测结果以图形方式记录下来，积分仪或色谱工作站还可以直接打印包括各个组份检测结果数据的分析报告。

GC7890 II 气相色谱仪就是根据上述原理制造的分析仪器。

气相色谱广泛用于气体和易挥发的液体物质和固体样品的定量分析工作。易于挥发的有机物，一般可以直接进样分析。对于那些挥发性低和易分解的物质，则需制成挥发性大和稳定性好的衍生物后才能分析。

气相色谱法除了用于一般的定性和定量分析之外，在其它方面也得到了越来越多的应用。

例如：物性资料的测定、生产过程的控制、超纯试剂的制备等等。

3.2 仪器概述

GC7890 II 气相色谱仪由柱箱、进样器、检测器、气路控制系统和计算机控制系统组成。

大容积柱箱在安装色谱柱时，操作非常方便。采用的优质风叶，使柱箱内的温度梯度很小。柱箱可以进行程序升温，具有三阶程序升温功能，且升温速率可达 $39.9^{\circ}\text{C} / \text{min}$ 。程序设定后，自动操作无需人工干预，只须按 START 键即能完成程序升温过程，完成程序升温过程后，柱箱温度将自动回到柱箱的初始温度，等待第二次程序升温过程。

填充柱进样器可安装不锈钢填充柱和玻璃填充柱，进行柱上进样。毛细管柱进样器可选配分流进样器、不分流进样器和分流/不分流进样器，可安装金属毛细管柱、玻璃毛细管柱和柔性石英玻璃毛细管柱。

可以选配的检测器有氢火焰离子化检测器 (FID)、热导检测器 (TCD)、电子捕获检测器 (ECD)、火焰光度检测器 (FPD)、氮磷检测器 (NPD)。气路控制系统装有稳压阀、稳流阀和针形阀，从而保证了仪器定性定量的重复性。采用高精度的刻度稳流阀和刻度针形阀保证流量的准确性和流量的重复性，而且使用方便。

载气流量控制部分由载气稳压阀(出厂时调至 $3\text{kg}/\text{cm}^2$)提供的稳定气压，输入到载气稳流阀、载气压力表(柱前压力)，载气稳流阀为机械刻度式。稳流阀的输出流量可以从相应的刻度~流量曲线表查得。每台 GC7890 II 气相色谱仪出厂时，均附有一套刻度~流量曲线表，在查表时应注意流量与气体的种类有关。稳压阀的输出气压不可自行调节，否则会影响刻度~流量曲线的有效性。由于刻度~流量曲线的流量指示值具有满量程 $\pm 0.5\% + \text{指示值 } 0.5\%$ 的精度，故可省去转子流量计。如果需要更精确的流量值可以用皂膜流量计进行测量。载气压力表指示的是柱前压力，所以调节载气稳流阀，载气压力表的指示值也会跟着改变。

GC7890 II 气相色谱仪的控制系统采用微型计算机对柱箱、进样器、检测器进行实时温度控制，保证了仪器的可靠性和重复性。检测器的灵敏度选择、输出信号的衰减等都由微型计算机来完成。

3.3 温控指标

3.3.1 柱箱

温度控制范围： 室温上 6℃～399℃
温度控制精度： 在 200℃以内精度为±0.1℃
在 200℃～399℃以内精度为±0.2℃
程序升温范围： 室温上 6℃～399℃
程升阶数： 三阶
程升速率： 0.1℃～39.9℃/min （室温上 6℃～200℃）
0.1℃～20℃/min （≥200℃）

3.3.2 进样器

温度控制范围： 室温上 6℃～399℃

3.3.3 检测器

氢火焰离子化检测器（FID）、火焰光度检测器（FPD）、氮磷检测器（NPD）

温度控制范围： 室温上 6℃～399℃

热导池检测器（TCD）

温度控制范围： 室温上 6℃～399℃

电子捕获检测器（ECD）

温度控制范围： 室温上 6℃～350℃

3.4 检测器技术指标

3.4.1 氢火焰离子化检测器 (FID)

检测限: $D_{FID} \leq 1 \times 10^{-11} \text{ g/s (正十六烷)}$
基线噪声: $\leq 5 \times 10^{-14} \text{ A}$
基线漂移: $\leq 2 \times 10^{-13} \text{ A/30min}$

3.4.2 热导池检测器 (TCD)

灵敏度: $S_{TCD} \geq 2500 \text{ mV} \cdot \text{ml} / \text{mg (正十六烷)}$
基线噪声: $\leq 0.020 \text{ mV}$
基线漂移: $\leq 0.060 \text{ mV/30min}$

3.4.3 电子捕获检测器 (ECD)

检测限: $D_{ECD} \leq 1 \times 10^{-13} \text{ g/ml (}\gamma\text{-666)}$
基线噪声: $\leq 15 \mu \text{ V}$
基线漂移: $\leq 60 \mu \text{ v/30min}$
放射源: ^{63}Ni
控制方式: 恒流式频率自动控制

3.4.4 火焰光度检测器 (FPD)

检测限: $D_{FPD} \leq 5 \times 10^{-11} \text{ g (P) / s (甲基对硫磷中磷)}$
 $D_{FPD} \leq 3 \times 10^{-10} \text{ g (S) / s (甲基对硫磷中硫)}$
基线噪声: $\leq 8 \times 10^{-11} \text{ A}$
基线漂移: $\leq 5 \times 10^{-12} \text{ A/30min}$

3.4.5 氮磷检测器 (NPD)

检测限: $D_{NPD} \leq 5 \times 10^{-11} \text{ g/s (偶氮苯中氮 N)}$
 $D_{NPD} \leq 5 \times 10^{-12} \text{ g/s (马拉硫磷中磷 P)}$
基线噪音: $\leq 4 \times 10^{-13} \text{ A}$
基线漂移: $\leq 8 \times 10^{-13} \text{ A/30min}$

第四章 色谱柱的安装

4.1 安装填充色谱柱

4.1.1 安装填充色谱柱的准备工作

GC7890 II 气相色谱仪通过使用各种不同的衬管和转接管提供了进样器、色谱柱和检测器的灵活选择。

填充柱在进样器和检测器两处的安装是类似的。将涂好固定液的担体灌入填充柱时，进样器一端应留出足够的一段空柱（至少 50mm），在检测器一端，也应留出足够的一段空柱（至少 10mm），填充色谱柱两端留空柱如图 4-1 所示：





图 4-1 填充柱两端留空柱示意图

4.1.2 $\Phi 3\text{mm}$ 、 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱与进样器的连接安装

$\Phi 3\text{mm}$ 和 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱与进样器的连接安装如图 4-2 所示：



1. 3mm 柱螺母、 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母
2. $\Phi 3\text{mm}$ 石墨垫圈、 $\Phi 4\text{mm}$ 石墨垫圈
3. $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱
4. $\Phi 3\text{mm}$ 衬管、 $\Phi 4\text{mm}$ 衬管
5. $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母
6. $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈
7. 汽化管

图 4-2 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱的安装（进样器）

$\Phi 3\text{mm}$ 和 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱与进样器的连接安装步骤如下所述：


1. 将 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈装上 $\Phi 3\text{mm}$ 衬管或 $\Phi 4\text{mm}$ 衬管。
2. 将 $\Phi 3\text{mm}$ 衬管或 $\Phi 4\text{mm}$ 衬管从进样器的汽化管底部插入直到遇阻为止。
3. 用手旋 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。
4. 用 17mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母。
5. 将 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 石墨垫圈，装上 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 外径的填充色谱柱的进样端。
6. 将进样器的散热帽旋下，并用镊子从汽化管内取出进样垫和导向件。
7. 将色谱柱插入到相应衬管内，此时可从汽化管内可看到色谱柱。重新装上导向件，并使导向件插入到色谱柱中，然后嵌入进样垫并旋上散热帽。
8. 用手旋 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。
9. 用两把 12mm 扳手，一把 12mm 扳手固定衬管、另一把 12mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母。
10. 使用中性皂液检漏，不应有漏气现象。
11. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

填充柱的进样端应保持有长度约 50mm 的空管，不至于在进样时发生困难，色谱柱的进样端不能和检测器端搞混，应当在灌装填充柱时做上标志。在检测器一端，也应留出足够的一段空柱（至少 40mm），以防喷嘴底端触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物。

4.1.3 $\Phi 5\text{mm}$ 、 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱与进样器的连接安装

$\Phi 5\text{mm}$ 和 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱与进样器的连接安装如图 4-3 所示：



1. $\Phi 5\text{mm}$ 柱螺母、 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母
2. $\Phi 5\text{mm}$ 石墨垫圈、 $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈
3. $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱
4. 汽化管

图 4-3 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱的安装（进样器）

$\Phi 5\text{mm}$ 和 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱与进样器的连接安装步骤如下所述：


1. 将 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 5\text{mm}$ 石墨垫圈或 $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈装上 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 外径的填充色谱柱进口端。
2. 将进样器的散热帽旋下，并用镊子从汽化管内取出进样垫和导向件。
3. 从进样器的汽化管底部将 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱插入。
4. 此时从汽化管内可看到色谱柱，重新装上导向件，并使导向件插入到色谱柱中，然后嵌入进样垫并旋上散热帽。
5. 用手旋将 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。
6. 用 17mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母。
7. 使用中性皂液检漏，不应有漏气现象。如果有漏气现象，则旋紧密封螺母，直到不漏气为止。
8. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

填充柱的进样端应保持长度约 50mm 的空管，不至于在进样时发生困难，色谱柱的进样端不能和检测器端搞混，应当在灌装填充柱时做上标志。在检测器一端，也应留出足够的一段空柱（至少 40mm），以防喷嘴底端触到填在柱端的玻璃纤维或柱填充物。

4.1.4 $\Phi 3\text{mm}$ 、 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱与检测器的连接安装

$\Phi 3\text{mm}$ 和 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱与检测器的连接安装如图 4-4 所示：



1. $\Phi 3\text{mm}$ 柱螺母、 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母
2. $\Phi 3\text{mm}$ 石墨垫圈、 $\Phi 4\text{mm}$ 石墨垫圈
3. $\Phi 3\text{mm}$ 、 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱
4. $\Phi 3\text{mm}$ 衬管、 $\Phi 4\text{mm}$ 衬管
5. $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母
6. $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈
7. 检测器

图 4-4 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱的安装（检测器）

$\Phi 3\text{mm}$ 和 $\Phi 4\text{mm}$ 填充色谱柱与检测器的连接安装步骤如下所述：

1. 将 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母\ $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈装上 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 内径的衬管。
2. 将衬管从 FID 检测器底部插入直到遇阻为止。
3. 用手旋 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。
4. 用 17mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母。
5. 将 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 石墨垫圈装上 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 外径的填充色谱柱连接检测器的一端，然后垂直插入 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 内径的衬管，喷嘴底部的引导管应插入到填充色谱柱内。
6. 用手旋 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。
7. 分别用两把 12mm 扳手，一把 12mm 扳手固定 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 衬管、另一把 12mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 3\text{mm}$ 或 $\Phi 4\text{mm}$ 柱螺母。
8. 使用中性皂液检漏，在柱螺母处不应有漏气现象。如果有漏气现象，则旋紧密封螺母，直到不漏气为止。
9. 擦干皂液留下的痕迹。

4.1.5 $\Phi 5\text{mm}$ 、 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱与检测器的连接安装

$\Phi 5\text{mm}$ 和 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱与检测器的连接安装如图 4-5 所示:




图 4-5 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱的安装（检测器）

$\Phi 5\text{mm}$ 和 $\Phi 6\text{mm}$ 填充色谱柱与检测器的连接安装步骤如下所述:

1. 将 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 石墨垫圈装上 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 外径的填充色谱柱。
2. 将 $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 6\text{mm}$ 外径的填充色谱柱从检测器的底部插入直到遇阻为止，喷嘴底部的引导管应插入到填充色谱柱内。
3. 用手旋 $\Phi 5\text{mm}$ 柱螺母或 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。
4. 用 17mm 扳手加旋 拧紧 $\Phi 5\text{mm}$ 柱螺母或 $\Phi 6\text{mm}$ 柱螺母。
5. 使用中性皂液检漏，在柱螺母处不应有漏气现象。如果有漏气现象，则旋紧密封螺母，直到不漏气为止。
6. 擦干皂液留下的痕迹。

4.1.6 玻璃填充柱的安装

由于玻璃的刚性，玻璃填充柱两端的距离必须与进样器和检测器两端的距离一致，并且必须同时在进样器和检测器两端进行安装。

玻璃填充柱的安装方法、步骤与不锈钢填充柱的安装方法、步骤一样，但安装时必须留意不可用力过大，避免折断玻璃填充柱。

4.2 安装毛细管色谱柱

4.2.1 安装毛细管色谱柱的准备工作

柔性石英毛细管柱很规整，不需要加以整理。但柱端应新切、无毛口、边缘齐整，除掉来自色谱柱、固定相、密封垫圈的微粒物质，这些很重要。

为此，请用一适宜的玻璃切割工具，在欲切断的部位划痕并轻轻掰断。通常先装上柱螺母和垫圈以后再进行切割。

▲注意：

戴上防护眼镜以防在切割玻璃或柔性石英毛细管柱时，产生的飞扬颗粒物质对眼睛的可能伤害。在处理毛细管柱时应小心防止皮肤被扎伤。由于毛细管柱具有一定的刚性，因此在处理毛细管柱时，事先注意这些十分重要。




图 4-6 准备柔性石英毛细管柱

4.2.2 毛细管柱在柱箱内的安装

毛细管柱通常绕在金属框上，此框应悬挂在柱箱内的毛细管柱架上。悬挂位置取决于框的直径，最好使柱位于柱箱中央。柱两端由框的底部伸出，弯曲朝向进样器接口和检测器接口。不要让柱的任何部位碰到柱箱内壁。毛细管柱架在柱箱内的位置如图 4-7 所示：




图 4-7 毛细管柱架在柱箱中的位置

毛细管柱在悬挂在毛细管柱架上如图 4-8 所示：




图 4-8 毛细管柱的悬挂

分流进样系统 $\Phi 0.25\text{mm}$ 或 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管色谱柱的安装如图 4-9 所示:



图 4-9 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管柱的安装（分流进样系统）

$\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管柱及分流进样系统的安装步骤如下:

1. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨垫圈装上分流不锈钢衬管。
2. 将分流石英玻璃衬管插入分流不锈钢衬管。
3. 将进样器的散热帽旋下，并用镊子从汽化管内取出进样垫和导向件，将分流不锈钢衬管从进样器的汽化管底部插入。
4. 用手旋 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止，并使分流不锈钢衬管处于合

适的高度。


5. 重新装上导向件（毛细管柱专用），然后嵌入进样垫并旋上散热帽。
6. 用 17mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母。
7. 将 $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母和 $\Phi 2\text{mm}$ 石墨垫圈分别装上分流导管,并将此分流导管插入分流不锈钢衬管的分流接头。
8. 用手旋 $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母直到旋紧为止，然后用一把 10mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母。
9. 将分流导管从柱箱的顶部穿出柱箱，并与气路系统中的毛细管过滤器接头连接。
10. 将毛细管柱螺母（开槽）和 $\Phi 0.3\text{mm}$ 或 $\Phi 0.4\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈装上 $\Phi 0.25\text{mm}$ 或 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管柱，并使穿过石墨垫圈及柱螺母的毛细管柱露出约 8mm（穿过的那端），在毛细管柱与柱螺母底端齐平的位置作个标记，打字修改液是很好的标记材料。
11. 将毛细管柱、石墨垫圈、柱螺母正直地插入分流不锈钢衬管底部，同时保持标记与柱螺母底端齐平。
12. 用手旋毛细管柱螺母直到旋紧为止。
13. 用 8 mm 扳手轻轻加旋毛细管柱螺母，以手不能拉动毛细管柱为准。
14. 使用中性皂液检漏，不应有漏气现象。如果有漏气现象，则旋紧密封螺母，直到不漏气为止。
15. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

石英玻璃衬管必须定时清洗。毛细管应悬挂在 GC7890 II 气相色谱仪毛细管专用挂架上。

4.2.4 大口径毛细管色谱柱与进样器的连接安装（不分流进样系统）

不分流进样系统及 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱的安装如图 4-10 所示：



1. 毛细管柱螺母（开槽）
2. $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈
3. $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱
4. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母
5. $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨垫圈
6. 不分流不锈钢衬管
7. 进样器汽化管
8. 不分流石英玻璃衬管

图 4-10 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱的安装（不分流进样系统）

$\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱及不分流进样系统的安装步骤如下：

1. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨圈装上不分流不锈钢衬管。
2. 将不分流石英玻璃衬管插入不分流不锈钢衬管。
3. 将进样器的散热帽旋下，并用镊子从汽化管内取出进样垫和导向件，将不分流不锈钢衬管从进样器的汽化管底部插入。
4. 用手旋 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止，并使不分流不锈钢衬管处于合适的高度。
5. 重新装上导向件（毛细管柱专用），然后嵌入进样垫并旋上散热帽。
6. 用 12mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母。


7. 将毛细管柱螺母（开槽）和 $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈装上 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱，并使穿过石墨垫圈及柱螺母的毛细管柱露出约 15mm （穿过的那端），在毛细管柱与柱螺母底端齐平的位置作个标记，打字修改液是很好的标记材料。
8. 将毛细管柱、石墨垫圈、柱螺母正直地插入分流不锈钢衬管底部，同时保持标记与柱螺母底端齐平。
9. 用手旋毛细管柱螺母直到旋紧为止。
10. 用 8mm 扳手轻轻加旋毛细管柱螺母，以手不能拉动毛细管柱为准。
11. 使用中性皂液检漏，不应有漏气现象。如果有漏气现象，则旋紧密封螺母，直到不漏气为止。
12. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

石英玻璃衬管内必须定时清洗。毛细管柱应悬挂在 GC7890 II 气相色谱仪毛细管专用挂架上。

4.2.5 毛细管色谱柱与分流/不分流进样器的连接安装

毛细管色谱柱与分流/不分流进样器的连接安装如图 4-11 所示：



1. 毛细管柱
2. 分流/不分流进样器毛细管柱螺母
3. 分流/不分流进样器毛细管石墨垫圈
4. 分流/不分流进样器过渡接头（套）
5. $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨圈
6. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母
7. 毛细管柱分流/不分流进样器

图 4-11 毛细管柱的安装（分流/不分流进样器）

▲注意：

分流/不分流进样器过渡接头有小口径（用于安装 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管柱）和大口径（用于安 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱）两种。

1. 毛细管柱与分流/不分流进样器的连接安装步骤如下：
2. 根据确定的进样方式（分流、不分流、分流不分流），选择相应石英玻璃衬管。
3. 将分流不分流进样器的玻璃衬管固定螺母旋下（固定进样垫的散热螺母不必从玻璃衬管固定螺母上移去），用镊子或类似工具移去原来的石英玻璃衬管。
4. 在选定的石英玻璃衬管上套上硅酮 O 型圈，将石英玻璃衬管装入分流不分流进样器的气化管理管，重新装上进样器的玻璃衬管固定螺母，

并用扳手拧紧，确保不漏气。


5. 将 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨圈套入分流/不分流进样器过渡接头。
6. 将分流/不分流进样器过渡接头从毛细管分流/不分流进样器底部插入。
7. 用手旋 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止，用一把17mm扳手加旋拧紧 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母。
8. 将分流/不分流进样器毛细管柱螺母和分流/不分流进样器毛细管石墨垫圈套上毛细管柱。并使穿过毛细管石墨垫圈及毛细管柱螺母的毛细管柱露出约15mm（穿过的那端）。
9. 在毛细管柱与柱螺母底端齐平的位置作个标记，打字修改液是很好的标记材料。
10. 将上述毛细管柱、石墨垫圈、柱螺母正直地插入分流/不分流进样器过渡接头，同时保持标记与柱螺母底端齐平。
11. 用手旋毛细管柱螺母直到旋紧为止。
12. 用8mm扳手轻轻加旋毛细管柱螺母，以手不能拉动毛细管柱为准。
13. 使用中性皂液检漏，不应有漏气现象。
14. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

石英玻璃衬管必须定时清洗，安装时应避免污染石英玻璃衬管。毛细管柱应悬挂在GC7890 II气相色谱仪毛细管柱专用挂架上。

4.2.6 毛细管色谱柱与 FID、NPD 检测器的连接安装（包括尾吹衬管）

$\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 、 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱及尾吹衬管与 FID、NPD 检测器的安装连接如图 4-12 所示：



1. 毛细管柱螺母（开槽）
2. $\Phi 0.3\text{mm}$ 、 $\Phi 0.4\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈
3. $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 或 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱
4. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母
5. $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨圈
6. $\Phi 0.6\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ FID、NPD 尾吹衬管
7. FID、NPD 检测器
8. 喷嘴导管

图 4-12 毛细管柱的安装（FID、NPD 检测器）

▲注意：

1. FID、NPD 检测器的尾吹气已在仪器内部与氢气混合，因此 FID、NPD 检测器的尾吹衬管没有专门用于连接尾吹管道的尾吹接头。
2. 用于安装 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管色谱柱的 FID、NPD 尾吹衬管的孔径规格为 $\Phi 0.6\text{mm}$ ，用于安装 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱的 FID、NPD 尾吹衬管的孔径规格为 $\Phi 0.9\text{mm}$ ，不可混淆。

Φ0.25mm、Φ0.32mm、Φ0.53mm 毛细管色谱柱及尾吹衬管与 FID、NPD 检测器的安装连接步骤如下：


1. 将Φ6.6mm 柱螺母和Φ6.5mm 石墨垫圈装上 FID、NPD 尾吹衬管。
2. 将 FID、NPD 尾吹衬管从检测器的底部插入直到遇阻为止。
3. 用手旋Φ6.6mm 柱螺母直到旋紧为止。分别用两把 12mm、17mm 扳手，一把 12mm 扳手固定 FID、NPD 尾吹衬管、另一把 17mm 扳手加旋拧紧Φ6.6mm 柱螺母。
4. 将喷嘴导管拧到检测器底部。
5. 将毛细管柱螺母（开槽）和Φ0.3mm、Φ0.4mm 或Φ0.9mm 毛细管带壳石墨垫圈装上Φ0.25mm、Φ0.32mm 或Φ0.53mm 毛细管柱，并使穿过石墨垫圈及柱螺母的毛细管柱露出约 40mm（穿过的那端）。在毛细管柱与柱螺母底端齐平的位置作个标记。打字修改液是很好的标记材料。
6. 将毛细管柱、石墨垫圈、柱螺母正直地插入 FID、NPD 尾吹衬管，同时保持标记与柱螺母底端齐平，毛细管应插入喷嘴底部的喷嘴导管内。
7. 用手旋毛细管柱螺母直到旋紧为止。
8. 用 8 mm 扳手轻轻加旋毛细管柱螺母，以手不能拉动毛细管柱为准。
9. 使用中性皂液检漏，在柱螺母处不应有漏气现象。
10. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

毛细管柱应悬挂在 GC7890 II 气相色谱仪的毛细管柱专用挂架上。

4.2.7 毛细管色谱柱与 ECD、FPD、TCD 检测器的连接安装（包括尾吹衬管）

$\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 、 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱及尾吹衬管与 ECD、TCD 检测器的安装连接如图 4-13 所示：



1. 毛细管柱螺母（开槽）
2. $\Phi 0.3\text{mm}$ 、 $\Phi 0.4\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈
3. $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 或 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱
4. $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母
5. $\Phi 2\text{mm}$ 石墨垫圈
6. $\Phi 2\text{mm} \times 0.5\text{mm}$ 不锈钢尾吹导管
7. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母
8. $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨垫圈
9. $\Phi 0.6\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ ECD、FPD、TCD 尾吹衬管
10. ECD、FPD、TCD 检测器

图 4-13 毛细管柱的安装（ECD、FPD、TCD 检测器）

▲注意：

1. 装 ECD、TCD 检测器的尾吹衬管，需要将尾吹管道连接到尾吹衬管上专门的尾吹接头上。
2. 用于安装 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管色谱柱的 ECD、TCD 尾吹衬管的孔径规格为 $\Phi 0.6\text{mm}$ ，用于安装 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱的 ECD、

TCD 尾吹衬管的孔径规格为 $\Phi 0.9\text{mm}$ ，不可混淆。

3. TCD 检测器只能使用 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱（不分流系统），不能使用 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管色谱柱（分流系统）。

$\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 、 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱及尾吹衬管与 ECD、FPD、TCD 检测器的安装连接步骤如下：


1. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨垫圈装上 ECD、TCD 尾吹衬管。
2. 将 ECD、TCD 尾吹衬管从检测器的底部插入直到遇阻为止。
3. 用手旋 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。分别用两把 12mm、17mm 扳手，一把 12mm 扳手固定 ECD、TCD 尾吹衬管、另一把 17mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母。
4. 将 $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母和 $\Phi 2\text{mm}$ 石墨垫圈分别装上尾吹导管,并将尾吹导管插入 ECD、TCD 尾吹衬管的尾吹接头。
5. 用手旋 $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母直到旋紧为止，然后用一把 10mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 2.2\text{mm}$ 密封螺母。
6. 将尾吹导管从柱箱的顶部穿出柱箱，并与柱箱顶部的气路接头中相应的尾吹接头（MAKE UP）相连接。
7. 将毛细管柱螺母（开槽）和 $\Phi 0.3\text{mm}$ 、 $\Phi 0.4\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈装上 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 或 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱，并使穿过石墨垫圈及柱螺母的毛细管柱露出约 40mm（穿过的那端）。在毛细管柱与柱螺母底端齐平的位置作个标记。打字修改液是很好的标记材料。
8. 将毛细管柱、石墨垫圈、柱螺母正直地插入 ECD、TCD 尾吹衬管，同时保持标记与柱螺母底端齐平，毛细管应插入喷嘴底部的引导管内。
9. 用手旋毛细管柱螺母直到旋紧为止。
10. 用 8 mm 扳手轻轻加旋毛细管柱螺母，以手不能拉动毛细管柱为准。
11. 使用中性皂液检漏，在柱螺母处不应有漏气现象。
12. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

毛细管柱应悬挂在 GC7890 II 气相色谱仪的毛细管柱专用挂架上。

4.2.8 毛细管色谱柱与 FPD 检测器的连接安装（包括尾吹衬管）

$\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 、 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱及尾吹衬管与 FPD 检测器的安装连接如图 4-13 所示：



1. 毛细管柱螺母（开槽）
2. $\Phi 0.3\text{mm}$ 、 $\Phi 0.4\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈
3. $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 或 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱
4. $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母
5. $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨圈
6. $\Phi 0.6\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ FPD 尾吹衬管
7. FPD 检测器

图 4-12 毛细管柱的安装（FPD 检测器）

▲注意：

1. FPD 检测器的尾吹气已在仪器内部与氢气混合，因此 FPD 检测器的尾吹衬管没有专门用于连接尾吹管道的尾吹接头。
2. 用于安装 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 毛细管色谱柱的 FPD 尾吹衬管的孔径规格为 $\Phi 0.6\text{mm}$ ，用于安装 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱的 FPD 尾吹衬管的孔径规格为 $\Phi 0.9\text{mm}$ ，不可混淆。

$\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 、 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管色谱柱及尾吹衬管与 FPD 检测器的安装连接步骤如下：

1. 将 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母和 $\Phi 6.5\text{mm}$ 石墨垫圈装上 FPD 尾吹衬管。

2. 将 FPD 尾吹衬管从检测器的底部插入直到遇阻为止。
3. 用手旋 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母直到旋紧为止。分别用两把 12mm、17mm 扳手，一把 12mm 扳手固定 FPD 尾吹衬管、另一把 17mm 扳手加旋拧紧 $\Phi 6.6\text{mm}$ 柱螺母。
4. 将毛细管柱螺母（开槽）和 $\Phi 0.3\text{mm}$ 、 $\Phi 0.4\text{mm}$ 或 $\Phi 0.9\text{mm}$ 毛细管带壳石墨垫圈装上 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 或 $\Phi 0.53\text{mm}$ 毛细管柱，并使穿过石墨垫圈及柱螺母的毛细管柱露出约 40mm（穿过的那端）。在毛细管柱与柱螺母底端齐平的位置作个标记。打字修改液是很好的标记材料。
5. 将毛细管柱、石墨垫圈、柱螺母正直地插入 FPD 尾吹衬管，同时保持标记与柱螺母底端齐平，毛细管应插入喷嘴底部的喷嘴导管内。
6. 用手旋毛细管柱螺母直到旋紧为止。
7. 用 8 mm 扳手轻轻加旋毛细管柱螺母，以手不能拉动毛细管柱为准。
8. 使用中性皂液检漏，在柱螺母处不应有漏气现象。
9. 擦干皂液留下的痕迹。

▲注意：

毛细管柱应悬挂在 GC7890 II 气相色谱仪的毛细管柱专用挂架上。

第五章 进样器

5.1 进样器概述

GC7890 II 气相色谱仪的填充柱进样器、气体进样器、毛细管柱进样器等均安装在柱箱顶部的左侧，填充柱进样器、毛细管进样器由微机控制器设置并控制其温度，可以进行液体样品的汽化进样。一般情况下，液体进样器温度应设置在样品沸点以上 $20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 。气体进样器（平面六通阀），可以进行气体样品的进样。

GC7890 II 气相色谱仪可以同时安装两个填充柱进样器，使用两根填充色谱柱。填充柱进样器可以直接安装外径为 $\Phi 5\text{mm}$ 、 $\Phi 6\text{mm}$ 的不锈钢填充柱和玻璃填充柱。通过安装不同的衬管，填充柱进样器还可以安装外径为 $\Phi 3\text{mm}$ 、 $\Phi 4\text{mm}$ 的不锈钢填充柱。

GC7890 II 气相色谱仪的填充柱进样器也可以通过安装毛细管柱分流衬管附件或毛细管柱不分流衬管附件，组成毛细管柱分流进样器系统或毛细管柱不分流进样器系统。毛细管柱分流进样器系统可以安装使用 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 的玻璃和柔性石英玻璃毛细管柱，毛细管柱不分流进样器系统可以安装使用 $\Phi 0.53\text{mm}$ 的玻璃和柔性石英玻璃毛细管柱。

GC7890 II 气相色谱仪还可以安装一个专用的毛细管柱进样器即分流/不分流进样器，来实现毛细管柱分流、不分流、或分流/不分流进样模式，毛细管柱分流/不分流进样器可以安装 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 的玻璃和柔性石英玻璃毛细管柱。


进样器的载气输入端与气路控制系统中的稳流阀输出端相连接。填充柱进样器、毛细管柱进样器的最上部是一个散热帽，散热帽的下部嵌装有硅橡胶进样垫。

▲注意：

每隔一个进样周期，请及时更换此进样垫，以免进样垫漏气而造成仪器工作不正常。

5.2 填充柱进样器

填充柱进样器由微机控制器设置并控制其温度，液体样品被注射器注入填充柱进样器后，在填充柱进样器的汽化管中汽化，然后被载气带入填充色谱柱，完成进样过程，载气流量由载气稳流阀进行设置，载气压力表指示的是填充色谱柱的柱前压力。填充柱进样器的结构如图 5-1 所示：



图中：

- | | |
|---|---|
| 1.载气输入端 | 8.柱螺母（ $\Phi 6.2$ ） |
| 2.散热帽导向件 | 9. $\Phi 3\text{mm} \times 100\text{mm}$ 衬管 |
| 3. $\Phi 10\text{mm} \times 5\text{mm}$ 进样垫 | 10. $\Phi 3\text{mm}$ 石墨垫圈 |
| 4.填充柱导向件 | 11. $\Phi 3.2\text{mm}$ 柱螺母 |
| 5.散热帽 | 12. $\Phi 3\text{mm}$ （外径）填充柱 |
| 6.填充柱进样器汽化管 | |
| 7.石墨垫圈（ $\Phi 6$ ） | |

图 5—1 填充柱进样器（ $\Phi 3\text{mm}$ 填充柱）

5.3 气体进样器

气体进样器（平面六通阀）是 GC7890II 气相色谱仪的选配件，用于气体样品的进样分析。气体进样器（平面六通阀）的结构及工作状态如图 5-2、图 5-3 所示。在采样状态下，气体样品进入气体进样器（平面六通阀）的定量管；在进样状态下，载气将定量管中的样品带入填充色谱柱，完成进样过程。载气流量由载气稳流阀进行设置，载气压力表指示的是填充色谱柱的柱前压力。由于样品处于气体状态，气体进样器通常不必进行温度控制。

A. 待测气体进定量管





图 5-2 气体进样器采样及进样状态

气体进样器（平面六通阀）一般安装在仪器顶部左后侧，安装步骤如下：


1. 平面六通阀安装板用四个 M3×8 螺钉固定在顶盖上。
2. 在平面六通阀上装上所需的定量管。
3. 参照图 5-2 及图 5-3 连接好载气管道和样品气管道。
4. 使用中性皂液检漏，不应有漏气现象。
5. 擦干皂液留下的痕迹。

▲ 注意：

样品出口的管道应连接到室外，避免污染室内伤害操作人员。



A. 采样状态



B. 进样状态

图 5-3 气体进样器（平面六通阀）功能结构示意图

5.4 毛细管柱分流进样附件与不分流进样附件

在 GC7890 II 气相色谱仪上，毛细管柱分流衬管附件和毛细管柱不分流衬管附件可以安装在填充柱进样器上，分别组成分流进样系统和不分流进样系统。

分流进样系统一般用于安装使用 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 的小口径玻璃和柔性石英玻璃毛细管柱，并可以利用分流背压阀设置分流比。不分流进样系统一般用于安装使用 $\Phi 0.53\text{mm}$ 的大口径玻璃和柔性石英玻璃毛细管柱。

分流衬管附件和毛细管柱不分流衬管附件的安装方法请参见 4.2.3 小节和 4.2.4 小节，分流进样系统和不分流进样系统的工作原理请参见 6.5 小节、6.6 小节、6.8 小节等。不分流进样系统的工作原理与填充柱进样系统是一样的，但是使用不分流进样系统时需要检测器部分配有尾吹阀。

其实无论使用哪一种进样系统（或方式），凡是使用毛细管柱，均需要检测器部分配有尾吹阀。

5.5 毛细管柱分流/不分流进样器

GC7890 II 气相色谱仪可以安装毛细管柱分流/不分流进样器，来实现毛细管柱分流、不分流、或分流/不分流进样模式，毛细管柱分流/不分流进样器可以安装 $\Phi 0.25\text{mm}$ 、 $\Phi 0.32\text{mm}$ 、 $\Phi 0.53\text{mm}$ 的玻璃和柔性石英玻璃毛细管柱。

5.5.1 分流/不分流进样器的分流进样工作状态及不分流进样工作状态

毛细管柱分流/不分流进样器的分流进样工作状态及不分流进样工作状态请参见图 5-4 和图 5-5。

在分流进样工作状态下（图 5-4），仪器的液晶显示屏显示（PURGE OFF），此时两位三通电磁阀打开接汽化管的一端，关闭接隔膜清洗的一端，除隔膜清洗流量外（图示为 2ml/min ），大部分载气进入汽化管内石英玻璃衬管，并在石英玻璃衬管下端分流，所以石英玻璃衬管的下端即为分流点。

样品在石英玻璃衬管内汽化后，根据设置的分流比（图示为 100/1），少量样品进入毛细管色谱柱，大部分样品随分流流量放空。分流比可以利用分流背压阀进行设置。

由于分流点上为高流速区，分流点下为低流速区，所以毛细管色谱柱安装时应高于分流点，提高样品进入色谱柱的效率。




图 5-4 分流/不分流进样器的分流工作状态 (PURGE OFF)

在不分流进样工作状态下 (图 5-5)，仪器的液晶显示屏显示 (PURGE ON)，此时两位三通电磁阀打开接隔膜清洗的一端，关闭接汽化管的一端，除隔膜清洗流量外 (图示为 2 mL/min)，大部分载气通过电磁阀直接放空，少量载气 (图示为 2 mL/min) 进入石英玻璃衬管。样品在石英玻璃衬管内汽化后，大部分样品随此少量载气 (图示为 2 mL/min) 进入毛细管色谱柱，因此不分流进样模式适宜分析低浓度样品，不适宜分析高浓度样品，并且进样量也不可太大，否则可能导致毛细管




图 5-5 分流/不分流进样器的不分流工作状态 (PURGE ON)

5.5.2 分流/不分流进样器的分流/不分流进样工作状态

分流/不分流进样模式主要是消除低沸点溶剂对样品峰的干扰。假定有一个待测的低浓度样品，如果选择分流进样模式，则样品峰的反应可能太小；如果选择不分流进样模式，则低沸点溶剂进入毛细管柱的量太多，可能损坏毛细管柱或溶剂峰对样品峰形成干扰。

此种情况下可以使用分流/不分流进样模式。其工作方式是：先设置不分流进样模式，让样品冷凝在毛细管柱的柱头，之后转为分流进样模式，让低沸点溶剂挥发并随分流流量放空，而较高沸点的待测低浓度样品在低温时不会汽化，这样待测样品能够较多的进入毛细管柱。

因此，使用分流/不分流进样模式需要设置时间程序，即设置不分流进样模式的时间和分流进样模式的时间。同时分流/不分流进样模式通常需要温度程序进行配合，即低温状态时让低沸点溶剂挥发放空，然后随着温度升高，使冷凝在毛细管柱的柱头的待测样品汽化并进入毛细管柱。另外，分析不同的样品，其时间程序和温度程序也不相同。

GC7890 II 气相色谱仪的毛细管分流/不分流进样系统是通过电磁阀的切换来实现的，电磁阀的切换是由微机控制器来控制。即可以通过微机控制部分的键盘，设置时间程序和温度程序，达到利用分流/不分流进样模式分析较低浓度样品的目的。

5.6 毛细管柱进样器的流量设置

5.6.1 毛细管柱流量的测定及柱前压力的设定

通过查阅刻度～流量表，并调节载气稳流阀可以确定毛细管柱进样器的载气总流量，也可以用皂膜流量计在载气稳流阀的出口处进行实际测量。分流阀用来确定分流流量的大小，可以将皂膜流量计接在气路面板上的 SPLIT VENT 分流出口接头上，实际测量分流流量的大小，也可以查阅刻度～流量表来确定。载气总流量减去分流流量即可得到毛细管柱的柱流量。

毛细管柱的流量也可以由进一个含有不滞留成分样品来测量（典型样品是 CH₄ 或空气），测得不滞留成分的保留时间后，由下式计算出线速度

$$\text{线速度 (cm/sec)} = \frac{\text{柱长 (cm)}}{\text{保留时间 (sec)}}$$

毛细管柱子的体积流速用下式计算：

$$\text{体积流速 (mL/min)} = 0.785 \times \frac{D^2 L}{t_r}$$

式中：D 是柱内径，L 是柱长，tr 是已获得的需要的线速度的那个不滞留成分的保留时间。使用毛细管时，通过柱的线速度必须设定，该值由柱前压控制，需要的压力是由柱长和内径以及柱箱温度决定的。

下面这张表列出了对应于一些毛细管柱的内径和长度的柱前压力，供使用时进行参考。

表 1 推荐的毛细管柱前压力：

色谱柱		载气 (Carrier)			
		He		H ₂	
内径 (mm)	柱长 (M)	Mpa	psi	Mpa	Psi
0.20	12	0.085~0.140	12-21	0.048-0.084	7-12
0.20	25	0.145~0.235	21-34	0.087-0.145	13-21
0.20	50	0.235~0.360	34-52	0.145-0.230	21-34
0.32	12	0.029~0.053	4.2-7.7	0.017-0.032	2.5-4.7
0.32	25	0.055~0.095	7.9-14	0.033-0.060	4.8-8.7
0.32	50	0.095~0.160	14-23	0.060-0.105	8.7-15
0.53	10	0.0085~0.016	1.2-2.4	0.005-0.097	0.7-1.4
0.53	30	0.022~0.044	3.5-6.3	0.014-0.027	2.1-3.9

在每个范围中，柱前压力是大多数分析开始点的推荐值，是由高效和快速分析而得出的。当使用 5M Φ 0.53mm 内径的测试毛细管柱时，最佳的柱前压力为 0.015Mpa，相当于载气流量 20mL/min。

5.6.2 设定分流流量

使用分流进样方式时，如果测试危险化学品药品、或用氢气作为载气时，分流出口处应接一个收集或捕获装置。为确保正常操作，载气钢瓶的输出压力必须大于 0.343Mpa(3.5kg/cm²)。

确定毛细管柱安装正常后，请按下述步骤进行分流流量设置：

1. 调节气路控制面板上的 TOTAL FLOW 载气控制阀，使气路控制面板上的 TOTAL FLOW 载气控制阀有一定的流量输出。
2. 调节气路控制面板上的 SPLIT 分流控制阀，设置初始柱前压力。
3. 调节气路控制面板上的 TOTAL FLOW 载气控制阀，使总流量增加，使分流出口的流量为适当值。
4. 调节气路控制面板上的 SPLIT 分流控制阀，使柱前压力达到需要值。
5. 设置柱箱加热温度达到需要值。

5.6.3 设定隔膜清洗流量

1. 调节气路控制面板上的 PURGE 隔膜清洗控制阀，设置隔膜清洗流量。
2. 设置完柱前压后，调节气路控制面板上的 PURGE 隔膜清洗控制阀，在隔膜清洗出口处测定隔膜清洗流量进行确定。

表 2 设置隔膜清洗流量

载气	清洗流量 (mL/min)
H ₂	3.5-6.0
He	1.5-3.5
N ₂	1.5-3.5
Ar	1.5-3.5

▲注意：

隔膜清洗流量是独立于柱流量的，改变柱流量或分流流量通常不会影响隔膜清洗流量，改变清洗流量也不会影响柱流量。但是在分流进样方式中，改变隔膜清洗流量可能会影响分流比。为避免隔膜清洗流量对分流比可能的影响，一般隔膜清洗流量设定好后，尽量不要改变。

5.6.4 分流比的测量及计算

必须为要做的分析选一个合适的分流比，用皂沫流量计在分流出口测定流量，以获得一个所需要的流量，如果有必要，调节气路控制面板上的 TOTAL FLOW 载气控制阀，以获得一个合适的分流比。

分流比的定义如下式所述：

$$\text{分流比} = \frac{\text{分流出口流速} + \text{柱流速}}{\text{柱流速}}$$

上式中流速是体积流速（单位：mL/min）。根据分流比的定义，用下面公式可从所需的分流比求得相应的流量。

$$\text{分流口流量(mL/min)} = \frac{\text{柱体积流量(mL/min)}}{\text{适当的分流比}}$$

5.6.5 设定尾吹气流量

毛细管尾吹气是加入检测器以补偿毛细管柱低载气流量的一路气体，使检测器达到最佳工作状态。

这是因为检测器处于最佳工作状态，需要的载气流量至少 20ml/min。而使用 0.25mm 口径的毛细管柱时，载气流量只有 1ml/min-5ml/min(毛细管色谱应用的典型值)，此时就需要增加毛细管尾吹气，以确保总流量（载气+尾吹气）至少为 20ml/min。

对于 FID 可以在没有尾吹气的情况下使用 0.53mm 口径的毛细管柱，只要载气流量是在 5-10 ml/min 之间，但检测器灵敏度会降低。

对于 TCD, 即使用 0.53mm 口径的毛细管柱也需要尾吹气，这是因为 TCD 的池体积较大，需要的总流量较高（至少 25 ml/min）。

FID、FPD、NPD 的尾吹气在检测器中与 H₂ 直接混合。ECD、TCD 的尾吹气加在柱后检测器入口处。

尾吹流量可以通过各个检测器相应的尾吹针形阀进行设置，尾吹流量的大小可以通过查阅相应的刻度～流量表得到，也可用皂膜流量计接在尾吹针形阀的出口处实际测得。

第六章 气路控制系统

6.1 气路控制系统概述

GC7890 II 气相色谱仪可配置填充柱进样器，作填充柱色谱分析。或者在填充柱进样器的基础上，通过配装毛细管柱分流附件或不分流附件，作毛细管柱色谱分析。也可配置分流/不分流毛细管进样器，作毛细管柱色谱分析。

GC7890 II 气相色谱仪气路控制系统采用手动调节机械刻度式稳流阀、针形阀，即刻度对应流量，并且具有满量程 $\pm 0.5\%$ 指示值的 $\pm 0.5\%$ 精度，具体刻度和流量关系由于气体的不同其刻度和流量的关系也不同。应用时请查阅附件中各种气体的刻度~流量表，表中的横坐标表示流量，以 mL/min 为单位，纵坐标表示刻度，以圈数表示。

载气气路先经过稳压阀稳压，压力稳定在 0.294Mpa (3kg/cm^2) 左右（出厂时已调整好）。此压力数值与刻度~流量表的精度有关，所以请用户不要自行调节此稳压阀，以免刻度~流量表失效。然后载气经过机械刻度稳流阀输出流量恒定的载气，稳流阀输出流量和刻度的关系可在附件中的刻度~流量表中查得。流量与气体种类有关，查表时请注意。

空气气路先经稳压阀稳压，压力稳定在 0.147Mpa (1.5kg/cm^2) 左右（出厂时已调整好）。此压力数值与刻度~流量表的精度有关，所以请用户不要自行调节此稳压阀，以免刻度~流量表失效。然后空气经过机械刻度针形阀输出一定流量的空气，针形阀输出流量和刻度的关系可在附件中的针形阀空气刻度~流量表中查得。

氢气气路先经稳压阀稳压，压力稳定在 0.98Mpa (1kg/cm^2) 左右（出厂时已调整好）。此压力数值与刻度~流量表有关的精度，所以请用户不要自行调节此稳压阀，以免刻度~流量表失效。然后氢气经过机械刻度针形阀输出一定流量的氢气，针形阀输出流量和刻度的关系可在附件中的针形阀氢气刻度~流量表中查得。

▲注意:

在关闭气路时，调节刻度旋钮不能小于 1.0 圈，以免损坏稳流阀、针形阀，影响刻度指示值。关闭气路时，应尽量关闭高效净化器中各相应气路的开关阀。

6.2 填充柱进样器、分流进样器、单 FID、单 TCD 气路系统面板

图 6-1 所示的是填充柱进样器、分流进样器、单 FID 检测器、单流路 TCD 检测器气路系统的控制面板。

▲注意：

填充柱进样器的气路系统与不分流进样器的气路系统一样。FID 检测器的气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。单流路 TCD 检测器的气路系统与 ECD 检测器的气路系统一样。




图 6-1 填充柱、分流进样器、单 FID、单流路 TCD 气路系统面板

Total Flow	总流量
Purge	隔膜清洗
Split	分流
Make up	尾吹
AIR	空气
H2	氢气
Purge Vent	隔膜清洗出口
Split Vent	分流出口

6.3 分流进样器、分流/不分流进样器、双 FID 气路系统面板

图 6-2 所示的是分流进样器、分流/不分流进样器、双 FID 检测器气路系统的控制面板。

▲注意：

如果关闭分流阀，分流进样器也可用于填充柱进样器或不分流进样器。FID 检测器的气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。如果关闭氢气、空气针形阀，FID 检测器的气路系统也可用于 TCD 或 ECD 检测器。




图 6-2 分流、分流/不分流进样器、双 FID 气路系统面板

Total Flow	总流量
Purge	隔膜清洗
Split	分流
Make up	尾吹
AIR	空气
H2	氢气
Purge Vent	隔膜清洗出口
Split Vent	分流出口

6.4 分流、分流/不分流进样器、单 FID、单 FPD 气路系统面板

图 6-3 所示的是分流进样器、分流/不分流进样器、单 FID 检测器、单 FPD 检测器气路系统的控制面板。

▲ 注意：

如果关闭分流阀，分流进样器也可用于填充柱进样器或不分流进样器。FID 检测器的气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。如果关闭氢气、空气针形阀，FID 检测器的气路系统也可用于 TCD 或 ECD 检测器。FPD 检测器的气路系统通常专用于 FPD 检测器。




图 6-3 分流进样器、分流/不分流进样器、单 FID、单 FPD 气路系统面板。

Total Flow	总流量
Purge	隔膜清洗
Split	分流
Make up	尾吹
AIR	空气
H2	氢气
Purge Vent	隔膜清洗出口
Split Vent	分流出口

6.5 填充柱进样器、分流进样器、单 FID、单 ECD 气路系统

图 6-4 所示的是填充柱进样器、分流进样器、单 FID 检测器、单 ECD 检测器的气路系统。

▲ 注意：

填充柱进样器的气路系统与不分流进样器的气路系统一样。FID 检测器的
气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。




图 6-4 填充柱进样器、分流进样器、单 FID、单 ECD 气路系统

6.6 双分流进样器、双 FID 气路系统

图 6-5 所示的是双分流进样器、双 FID 检测器的气路系统。




图 6-5 双分流进样器、双 FID 检测器气路系统

6.7 填充柱进样器、单 FID 气路系统

图 6-6 所示的是填充柱进样器、单 FID 检测器的气路系统。该气路系统是最常见、最简单的一种气路系统，也是其他比较复杂的气路系统的基础。

▲注意：

填充柱进样器可用作不分流进样器。FID 检测器的气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。




图 6-6 填充柱进样器、单 FID 检测器气路系统

6.8 分流进样器、单 FID 气路系统

图 6-7 所示的是分流进样器、单 FID 检测器的气路系统。

▲ 注意：

如果关闭分流阀，分流进样器也可用于填充柱进样器或不分流进样器。
FID 检测器的气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。




图 6-7 分流进样器、单 FID 气路系统

6.9 分流/不分流进样器、单 FID 气路系统

图 6-8 所示的是分流/不分流进样器、单 FID 检测器的气路系统。




图 6-8 分流/不分流进样器、单 FID 气路系统

▲注意：

FID 检测器的气路系统与 NPD 检测器的气路系统一样。

6.10 双填充柱进样器、单 TCD（双流路）气路系统

图 6-9 所示的是双填充柱进样器、单 TCD 检测器（双流路）的气路系统。该气路系统是双流路 TCD 检测器的专用气路系统，在程序升温分析时具有补偿作用，但是需要两根口径、长度、填料均一样的配对填充色谱柱。




图 6-9 双填充柱进样器、单 TCD（双流路）气路系统

▲注意：

填充柱进样器可用作不分流进样器。使用不分流进样方式、双流路 TCD 检测器时，除需要两根配对的大口径（ $\Phi 0.53\text{mm}$ ）毛细管色谱柱外，还需要两套不分流进样附件及相应的尾吹阀。

6.11 填充柱进样器、单 TCD（单流路）气路系统

图 6-10 所示的是填充柱进样器、单 TCD 检测器（单流路）的气路系统。




图 6-10 填充柱进样器、单 TCD（单流路）气路系统。

▲注意：

填充柱进样器可用作不分流进样器。使用不分流进样方式、单流路 TCD 检测器时，需要配置不分流进样附件及相应的尾吹阀。单流路 TCD 检测器的气路系统与 ECD 检测器的气路系统一样。

6.12 填充柱进样器、TCD 与 FID 串联使用气路系统

图 6-11 所示的是填充柱进样器、TCD 检测器与 FID 检测器串联使用的气路系统。由于 TCD 检测器不会破坏样品，因此可以与其他检测器串联起来使用。




图 6-11 填充柱进样器、TCD 与 FID 串联使用气路系统

▲注意：

填充柱进样器可用作不分流进样器。

6.13 填充柱进样器、单 ECD 气路系统

图 6-12 所示的是填充柱进样器、单 ECD 检测器的气路系统。




图 6-12 填充柱进样器、单 ECD 气路系统

▲注意：

填充柱进样器可用作不分流进样器。单流路 TCD 检测器的气路系统与 ECD 检测器的气路系统一样。ECD 检测器的载气通常为氮气 N₂，纯度应大于 99.9995%。

6.14 分流进样器、单 ECD 气路系统

图 6-13 所示的是分流进样器、单 ECD 检测器的气路系统。




图 6-13 分流进样器、单 ECD 气路系统。

▲注意：

如果关闭分流阀，分流进样器也可用于填充柱进样器或不分流进样器。单流路 TCD 检测器的气路系统与 ECD 检测器的气路系统一样。ECD 检测器的载气通常为氮气 N₂，纯度应大于 99.9995%。

6.15 分流/不分流进样器、单 ECD 气路系统

图 6-14 所示的是分流/不分流进样器、单 ECD 检测器的气路系统。




图 6-14 分流/不分流进样器、单 ECD 气路系统。

▲注意：

单流路 TCD 检测器的气路系统与 ECD 检测器的气路系统一样。ECD 检测器的载气通常为氮气 N₂，纯度应大于 99.999%。

第七章 微机控制部分

7.1 微机控制部分概述

GC7890 II 气相色谱仪的微机控制部分在仪器的右侧。微机控制部分可以同时控制最多四个控制对象，进行温度设置和实际温度控制，其温度控制精度为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。可以对柱箱进行程序升温操作，程序升温阶数最多为三阶。

微机控制部分有一个大型（16×2）双排点阵液晶显示器可以同时显示控制操作对象、设置的参数，实际状态等大量信息，具有人机对话功能、出错显示功能、电源电压检测功能、秒表和计时功能等，操作非常方便，微机控制部分可以同时控制两个检测器进行控制和参数设置，检测器的输出信号零位由控制器右侧板后部（参见图 7-1）的二个电位器进行调节。




图 7-1 GC7890 II 气相色谱仪

7.2 微机控制部分面版




图 7-2 微机控制部分面版

7.3 微机控制部分面板的键盘功能

OVEN
TEMP

设定和显示柱箱温度功能键。

INJ
TEMP

设定和显示进样器温度功能键。

DET1
TEMP

设定和显示检测器 1 温度功能键（通常是 FID 检测器）。

DET2
TEMP

设定和显示检测器 2 温度功能键（通常是其他选配的检测器）。

START

起动柱箱程序升温功能键。

STOP

停止柱箱程序升温功能键。

PRG

设置柱箱程序升温的功能键。

◀

用于设置参数选择及显示电源电压功能键。

▶

用于设置参数选择功能键。

△

设置柱箱程序升温及设置参数选择的功能键（逆序）。

▽

设置柱箱程序升温设置参数选择的功能键（顺序）。

DISP

显示温度控制精度的功能键。

FIR E

FID 检测器或 FPD 检测器的点火功能键。

TIME

用于显示程序升温时间以及秒表功能键。

RANGE A	设定和显示检测器 A 灵敏度范围的功能键。
RANGE B	设定和显示检测器 B 灵敏度范围的功能键。
ATT A	设定和显示检测器 A 输出信号衰减的功能键。
ATT B	设定和显示检测器 B 输出信号衰减的功能键。
CLEAR	秒表清零功能键。
0 → 9	0~9 数字设定功能键。
.	小数点设定功能键。
ENTER	输入功能键。
PURGE	分流/不分流控制功能键。

▲注意：其他键暂未定义，扩展功能时用。

7.4 柱箱温度的设置

7.4.1 概述

GC7890 II 气相色谱仪所有通过按键设置的参数,在关机后均会自动保存,不会丢失。再次开机时,仪器会自动按上次保存的参数进行加热和设置。色谱柱箱的温度设置范围为室温以上 6℃~399℃,温度控制精度为±0.1℃。色谱柱箱的加热丝功率大约 2000W,色谱柱箱升温速度非常迅速。色谱柱箱在进行程序升温操作时,程序结束后仪器自动打开柱箱后门,让柱箱内温度迅速下降。当柱箱内温度降至比初始温度低 25℃时,仪器自动关闭柱箱后门,使柱箱温度恢复到初始温度,等待第二次程序升温开始。

当色谱柱箱的温度控制部分发生故障时,可能会造成柱箱内温度失控。当色谱柱箱内温度超过设定温度 20℃时,微机控制器会自动切断加热电源,同时关闭叶轮电机的电源,并在显示器上显示“OVEN TEMPERATURE SCR ERROR”。当色谱柱箱内温度超过 420℃时,色谱柱箱内的熔断片即熔化,以切断色谱柱箱加热电源,保护柱箱。重新开机前必须更换熔断片,仪器的附件中备有熔断片。

7.4.2 色谱柱箱恒温设置

色谱柱箱的恒温设置是通过面板上的[OVEN TEMP]键、数字键、[ENTER]键来完成的。例如柱箱温度需要设置为 150℃时,按键顺序见下表:

顺 序	按 键	显 示 器 内 容
1	OVEN TEMP	OVEN TEMPERATURE 100 10
2	1	OVEN TEMPERATURE 1
3	5	OVEN TEMPERATURE 15
4	0	OVEN TEMPERATURE 150
5	ENTER	OVEN TEMPERATURE 150 10

按照上表顺序按键,则色谱柱箱的温度即被设置为 150℃,色谱柱箱的温度会迅速上升至 150℃。按照上表顺序按键后,再按[DISP]键显示器将显示出实际温度的小数点后二位值。如下图所示:

OVEN	TEMPERATURE
150	150.03

如果柱箱温度需要设置为 0℃ (即柱箱降温), 按键顺序见下表:

顺 序	按 键	显 示 器 内 容	
1	OVEN TEMP	OVEN 100	TEMPERATURE 100
2	DISP	OVEN 100	TEMPERATURE 100.02
3	00	OVEN 100	TEMPERATURE 0
4	ENTER	OVEN 0	TEMPERATURE 100.03

按照上表顺序按键，则色谱柱箱的温度即被设置为 0℃，色谱柱箱进入降温状态。由于色谱柱箱温度不可能降到室温以下，因此设置接近室温的柱箱温度（例如 20℃），色谱柱箱也会进入降温状态

▲ 注意：

GC7890 II 气相色谱仪在设置参数时，只认两位数字，因此即使设置 0℃，也需要设两次[0]。

7.4.3 色谱柱箱程序升温设置

色谱柱箱的程序升温设置是通过面板上的[OVEN TEMP]键、[PRG]键、键、  键、数字键、[ENTER]键来完成的，如下所述：
按[PRG]键，显示屏显示如下：



光标在 TEMP 的 T 字母处闪耀，表示在此状态下可以进行柱箱程序升温的程序设置。

如果此时按  键或  键，即进入柱箱温度程序编辑状态，可以编辑一个最多三阶的柱箱温度程序。


如果此时按  键或  键，则光标将移到在 TIME 的 T 字母处闪耀。显示屏显示如下：



表示在此状态下可以进行分流/不分流的时间程序设置。

如果此时按  键或  键，即进入分流/不分流的时间程序编辑状态。

假定需要设置下图所示的程序升温曲线：



名称说明：

INITIAL（初始温度）： 图标 80℃ 处

INITIAL TIME（初始时间）： 图标 0—5min 处，即 5min

RATE（升温速率）： 图标 10℃/min 处

FINAL TEMP（终止温度）： 图标 150℃ 处

FINAL TEME（终止时间）： 图标 12—17min 处，即 5min

首先按照柱箱恒温设置的方法将柱箱温度设置为 80℃。然后确定选择的程序编辑状态为温度程序，光标在 TEMP 的 T 字母处闪耀。

程序升温操作按键顺序见下表：

顺 序	按 键	显 示 器 内 容
1	▽	INITIAL TIME 0
2	5	INITIAL TIME 5
3	ENTER	INITIAL TIME 5
4	▽	PRG1 RATE 0
5	1	PRG1 RATE 1
6	0	PRG1 RATE 10
7	ENTER	PRG1 RATE 10
8	▽	PRG1 FINAL TEMP 0
9	1	PRG1 FINAL TEMP 1
10	5	PRG1 FINAL TEMP 15

11	0	PRG1	FINAL	TEMP 150
12	ENTER	PRG1	FINAL	TEMP 150
13	▽	PRG1	FINAL	TIME 0
14	5	PRG1	FINAL	TIME 5
15	ENTER	PRG1	FINAL	TIME 5

如需要进行多阶程序升温操作，继续按 ▽ 键重复上述步骤即可完成。完成以上参数设置后，待柱箱温度稳定达到初始温度且准备灯点亮后，按[START]键后，即开始程序升温。程序升温完成后，自动回复到初始温度，等待第二次程序升温过程。开始程序升温后，如果要终止这次程序升温，按[STOP]键即可。

▲注意：

程序升温程序设定后，可以随时修改设定的参数（正在运行的参数除外）。程序升温结束后，柱箱温度必须降低到低于初始温度 25℃后，才会恢复到初始温度。

设置了三阶程序升温后，如果需要运行一阶程序升温，可以将二阶终止温度[PRG2 FINAL TEMP]和三阶终止温度[PRG3 FINAL TEMP]都设置为零。如果需要运行二阶程序升温，可以将三阶终止温度[PRG3 FINAL TEMP]设置为零。

设置了二阶程序升温后，如果需要运行一阶程序升温，可以将二阶终止温度[PRG2 FINAL TEMP]设置为零。

二阶终止温度[PRG2 FINAL TEMP]或三阶终止温度[PRG3 FINAL TEMP]设置为零的方法如下所述：

参照程序升温设置方法选择到二阶终止温度[PRG2 FINAL TEMP]或三阶终止温度[PRG3 FINAL TEMP]设置对话框按下表顺序按键即可。

顺 序	按 键	显 示 器 内 容
1	▽	PRG2 FINAL TEMP 200
2	0	PRG2 FINAL TEMP 0
3	ENTER	PRG2 FINAL TEMP 0

7.5 进样器温度的设置

GC7890 II 气相色谱仪进样器温度的设置范围为室温以上 $6^{\circ}\text{C}\sim 399^{\circ}\text{C}$ ，温度控制精度为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。进样器的加热功率大约 150W 。当进样器的温度控制部分发生故障、进样器的温度超过设定温度 50°C 时，微机控制器会自动切断加热电源，同时切断叶轮电机的电源，并在显示器上显示“INJ TEMPERATURE SCR ERROR”。

进样器温度设置是通过[INJ TEMP]键、数字键和[ENTER]键来完成的。例如进样器温度需要设置为 200℃时，按键顺序见下表：

顺 序	按 键	显 示 器 内 容
1	INJ TEMP	INJ TEMPERATURE 180 10
2	2	INJ TEMPERATURE 2
3	0	INJ TEMPERATURE 20
4	0	INJ TEMPERATURE 200
5	ENTER	INJ TEMPERATURE 200 10

按照上表顺序按键，则进样器的温度即被设置为 200℃，进样器的温度会迅速上升至 200℃。按照上表顺序按键后再按[DISP]键，显示器将显示出实际温度的小数点后二位数，如下图所示：

INJ	TEMPERATURE
200	200. 01

7.6 检测器温度的设置

GC7890 II 气相色谱仪检测器温度的设置范围为：室温以上 6℃~399℃（FID，TCD，FPD），室温以上 6℃~350℃（TCD，ECD），温度控制精度为±0.1℃。检测器的加热功率大约 150W。当检测器的温度控制部分发生故障、检测器的温度超过设定温度 50℃时，微机控制器会自动切断加热电源，同时切断叶轮电机的电源，并在显示器上显示“DET1 TEMPERATURE SCR ERROR”或“DET2 TEMPERATURE SCR ERROR”。

检测器温度设置是通过[DET1 TEMP]键、[DET2 TEMP]键、数字键和[ENTER]键来完成的。例如检测器温度需要设置为 220℃时，按键顺序见下表：


顺 序	按 键	显 示 器 内 容
1	DET1 TEMP	FID TEMPERATURE 180 10
2	2	FID TEMPERATURE 2
3	2	FID TEMPERATURE 22
4	0	FID TEMPERATURE 220
5	ENTER	FID TEMPERATURE 220 10

按照上表顺序按键，则检测器 1 (FID 或 ECD) 的温度即被设置为 220℃。检测器的温度会迅速上升至 220℃。如果将上表中顺序 1 换成按[DET2 TEMP]键，则检测器 2 (TCD 或其他检测器) 的温度即被设置为 220℃。检测器 2 (TCD 或其他检测器) 的温度会迅速上升至 220℃。如果按照上表顺序按键后再按[DISP]键，显示器将显示出实际温度的小数点后二位数，如下图所示：

FID	TEMPERATURE
220	220. 00

7.7 分流/不分流时间程序的设置

按[PURGE]键，显示屏显示如下：



如果此时按  键或  键，显示屏显示如下：



这是手动切换分流/不分流进样器的分流状态或不分流状态，实际上是切换分流/不分流进样器的气路系统中的电磁阀（参见图 5-4 及图 5-5），因此在切换过程中可以听到电磁阀的吸合声。

如果希望自动切换分流/不分流进样器的分流状态或不分流状态，就需要设置分流/不分流进样器的时间程序，设置方法如下所述：

按[PRG]键，显示屏显示如下：




如果此时按  键或  键，则光标将移到在 TIME 的 T 字母处闪耀。显示屏显示如下：



表示在此状态下可以进行分流/不分流进样器的时间程序设置。如果此时按  键或  键，将进入时间程序编辑状态。

假定需要设置下图所示的时间程序。



操作顺序请按下表：

顺 序	按 键	显 示 器 内 容	
1		PURGE TIME	OFF 0
2	0	PURGE TIME	OFF 0
3	.	PURGE TIME	OFF 0.
4	5	PURGE TIME	OFF 0.5
5	ENTER	PURGE TIME	OFF 0.5

7.8 其它功能

GC7890 II 气相色谱仪有一交流电压表，可以随时测量和监视供电电源电压，按  键，显示器将显示出供电电源的数值，如下图所示：

AC	VOLTAGE
	220

GC7890 II 气相色谱仪有显示程序升温时间的功能，以及秒表功能。当程序升温时，按[TIME]键，则显示器将显示程序升温时间，如下图所示：

CLOCK
5.12

按[TIME]键，则显示器将显示出秒表功能。如果此时按[ENTER]键，则秒表开始计时，如图所示：

SECOND
0.01

秒表开始计时后，按[ENTER]键，则秒表暂时停止计时，再按[ENTER]键，则秒表继续计时。按[CLEAR]键，则秒表清零。

第八章 检测器

8.1 检测器概述

GC7890 II 气相色谱仪可以选配五种检测器：氢火焰离子化检测器（FID）、热导池检测器（TCD）、电子捕获检测器（ECD）、火焰光度检测器（FPD）、氮磷检测器（NPD）。

如果选配的检测器中包括 TCD 检测器，仪器可以同时安装三种检测器；如果选配的检测器中不包括 TCD 检测器，仪器可以同时安装两种检测器。这是因为 TCD 检测器的安装位置是专用的，其他检测器则由两个位置可供安装。

每种检测器都有相应的电路部分，仪器上有两个安装检测器电路部分的位置，因此 GC7890 II 气相色谱仪可以同时安装并使用两种检测器。检测器电路部分的更换非常方便。

8.2 氢火焰离子化检测器（FID）

8.2.1 FID 检测器的结构原理

FID 检测器的结构如图 8-1 所示：




图 8-1 FID 检测器结构示意图

FID 检测器已经成为气相色谱仪最常用的一种检测器。由于 FID 检测器有灵敏度高、线性范围宽、响应速度快、结构简单、维修简单等优点，很受广大分析者的欢迎。FID 检测器的工作原理是，样品在氢火焰燃烧产生离子，该离子在外加电场的作用下作定向迁移，从而产生极微弱的电流信号，然后由收集极收集，再经过微电流放大器放大后，输出到记录仪或色谱数据处理机，绘出相应的色谱图。这种检测器的优点是在使用水或二硫化碳作溶剂时，不会产生溶剂峰或溶剂峰很小。

FID 检测器的喷嘴口径不同，对线性和灵敏度的关系相当密切。一般情况下，喷嘴口径粗，则检测器的灵敏度低，对流量波动的影响较小，可以得到较高的线性范围；喷嘴口径细，则检测器的灵敏度高，对流量波动的影响较大，但线性范围较窄。小口径喷嘴可以得到较尖锐的氢火焰，离子化效率比较高。

FID 检测器对所有的有机物都有响应，对无机物无响应或响应很小。FID 检测器必须有足够的空气流量，才能保证火焰的正常燃烧，并把燃烧后的杂质吹扫出检测器。氢气与载气流量之比影响到 FID 检测器灵敏度和线性，氢气流量大约应该是载气流量的 85%~90%，图 8-2 表示了在固定载气的流量下，氢气流量与灵敏度的对应关系，过大的氢气流量会使噪声提高而影响灵敏度。




图 8-2 氢气流量与灵敏度的关系

空气流量对灵敏度的影响不像载气和氢气那样明显，但是较大的进样量必须要较大的空气流量才能使氢气完全燃烧，并使燃烧产物顺利排出离子室外。例如：2 毫升的丙烷气体样品需要 700ml/min 的空气流量才能使氢气和丙烷完全氧化。空气流量太小时，氢气和样品燃烧不完全会降低 FID 检测器的灵敏度，空气流量过大时（大于 500ml/min）也会出现噪声。空气流量与灵敏度的关系如图 8-3 所示。




图 8-3 空气流量与灵敏度的关系

FID 检测器是质量型检测器，对样品具有破坏性。检测器的柱外效应几乎为零，所以响应时间只有几个毫秒。对碳氢化合物敏感度达 10^{-12} 克/秒，但信号的响应受化合物结构的影响较大。带杂原子化合物的响应信号低，但具有非常宽的线性范围。

GC7890 II 气相色谱仪的 FID 检测器由离子室、离子信号线、微电流放大器等组成。离子信号线把离子室收集的离子流信号送到微电流放大器进行放大，并经过可调节的衰减和 1:12 的放大器固定衰减，输出到色谱数据处理机或色谱工作站。FID 检测器安装在仪器主机顶部的右侧，微电流放大器安装在主机右侧的机箱内。

筒形的检测器基座在结构上保证了色谱柱与喷口间有极小的柱后死体积，氢火焰喷嘴对地绝缘良好且不易烧裂，由铂丝绕制而成的发射极兼作点火之用，此发射极不应与喷口接触。不锈钢圆筒状收集极对地绝缘良好，且具有较高的收集效果。FID 检测器的喷嘴结构如图 8-4 所示。




图 8-4 FID 检测器的喷嘴结构

8.2.2 FID 检测器的操作使用

FID 检测器的操作步骤如下所述：

1. 按照所用色谱柱的老化条件充分老化色谱柱。
2. 将色谱柱安装到 FID 检测器。
3. 打开净化器上的载气开关阀，然后用检漏液检漏，保证气密性良好。调节载气流量为适当值（根据刻度～流量表或用皂膜流量计测得）。
4. 打开电源开关，根据分析需要设置柱温、进样温度和 FID 检测器的温度（FID 检测器的温度应 $>100^{\circ}\text{C}$ ）。
5. 打开净化器的空气、氢气开关阀，分别调节空气和氢气流量为适当值（根据刻度～流量表或用皂膜流量计测得）。
6. 待 FID 检测器的温度升高到 100°C 以上后，按[FIRE]键，点燃 FID 检测器的火焰。如果 FID 检测器的温度低于 100°C 时点火，会造成检测器内积水，影响检测器的稳定性。
7. 设置 FID 检测器微电流放大器的量程。量程分为 10、9、8、7 四档，量程为 10 时，FID 检测器的微电流放大器灵敏度最高，量程为 9 则灵敏度降低 10 倍，其余依此类推。量程通过[RANGE]来设置，设置步骤按下表顺序进行（假定设置量程为 8）：

顺 序	按 键	显示内容
1	RANGE A	FID RANGE 10
2	8	FID RANGE 8
3	ENTER	FID RANGE 8

1. 设置输出信号的衰减值。衰减分 0～8 九档，分别表示输出信号的 $2^0\sim 2^8$ 衰减输出，如下式所述：

$$\text{仪器输出信号} = \frac{\text{微电流放大器输出信号}}{\text{衰减}}$$

衰减通过[ATT]来设置，设置步骤按下表顺序进行（假定设置衰减为 3）：

顺 序	按 键	显示内容
1	ATT A	DET1 ATTENUATION 0
2	3	DET1 ATTENUATION 3
3	ENTER	DET1 ATTENUATION 3

2. 将信号线与积分仪连接，即将仪器所附的信号线插到[SIGNAL A]插座上，将信号线另一头的叉形焊片与积分仪连接。
3. 调节调零电位器使 FID 输出信号在积分仪的零位附近。
4. 进样后如出反峰，请将信号线叉形焊片的正负位置对调。

8.2.3 FID 检测器的敏感度测试

1. 测试条件：
 - 柱温：140℃～180℃
 - 检测器温度：180℃～220℃
 - 进样器温度：180℃～220℃
 - 载气流量：15～50ml/min（柱后）
 - 氢气流量为：15～70ml/min
 - 空气流量为：200～500ml/min
 - 色谱柱：OV--101 0.6M×Φ2mm，不锈钢柱
 - 放大器：灵敏度为 9，衰减为 0
 - 样品：正十五烷，正十六烷，溶剂为正辛烷
 - 进样量：0.5 μl～1 μl
2. 计算方法（以正十六烷计算）：

$$D_{FID} = \frac{2NW}{A}$$

式中：

D_{FID} —— FID 检测限（g/s）

N —— 基线噪声（A）

W —— 样品进样量（g）

A —— 峰面积的算术平均值（A·s）

8.2.4 关机步骤

GC7890 II 气相色谱仪 FID 检测器在日常的关机时，应当先将高效净化器的氢气和空气的开关阀关闭，以切断 FID 检测器的燃气和助燃气将火焰熄灭，然后降温，在柱箱温度低于 80℃ 以下才能关闭载气和电源开关。

▲注意：

1. FID 检测器用氢气作燃气，如果氢气气路是打开的，而且色谱柱没有连接在检测器上，这时氢气就会泄漏在柱箱内，如果柱箱升温就有爆炸的危险。因此在色谱柱与检测器没有连接时，氢气气路必须关闭，或在 FID 检测器的柱接头上旋上闷头。
2. 如果您的 GC7890 II 气相色谱仪上同时装有 FID 和 TCD 两个检测器，并且您在使用了 TCD 检测器后要使用 FID 检测器，首先请将载气气源进行更换。更换工作可以在净化器上进行，更换后必须确认 FID 检测器的载气是 N₂，TCD 检测器的载气 H₂。

8.3 热导检测器 (TCD)

8.3.1 TCD 检测器的结构原理

GC7890 II 气相色谱仪的 TCD 检测器安装在仪器顶部后侧。TCD 检测器的载气一般用氢气或氦气,也可以用氮气。TCD 检测器为一不锈钢块体,内部加工成对称的两个腔室,两个腔室内安装一组热敏元件(钨丝),并组成惠斯顿电桥,电桥上加有恒定的电流。两个腔室其一为参比池,另一为测量池。参比池仅通过载气气流,从色谱柱溜出的样品组份,由载气携带进入测量池。参比池和测量池仅流转载气时,由于热敏钨丝的电阻值相等,并且热敏钨丝上的电流也相同,所以惠斯顿电桥处于平衡状态,这时输出电压差为零。记录仪或积分仪上画出一条零位直线,这条直线称为基线。进样时,样品经色谱柱分离后,由载气携带进入测量池。由于样品组分的导热系数与载气的导热系数不同,使测量池热敏原件的温度、电阻值发生变化。由于电流恒定,所以参比池的钨丝电压与测量池的钨丝电压就会产生一个电压差值,此差值由记录仪或积分仪进行记录,在记录纸上就画出了相应的峰形曲线,这就是由 TCD 检测器检测到的样品色谱峰。

载气的热导系数与被测组分的热导系数相差越大,被测组分的响应值就越大。几种化合物的热导率和响应值参见下表:

化合物	在 100℃时的热导率 (卡/cm · sec) (数字×105)	He=100 的热导率	克分子 响 应
载气			
氦	5.2	12.5	
二氧化碳	5.3	12.7	
氩	41.6	100.0	
氢	53.4	128.0	
氮	7.5	18.0	
样品			
乙烷	7.3	17.5	51
正丁烷	5.6	13.5	85
正壬烷	4.5	10.8	177
1—丁烷	5.8	14.0	82
环己烷	4.2	10.1	114
苯	4.1	9.9	100
丙酮	4.0	9.6	86
乙醇	5.3	12.7	72
氯仿	2.5	6.0	108
甲基碘	1.9	4.6	96
乙酸乙脂	4.1	9.9	111

从表中可以看出，对大多数样品来讲，选择氢气或氦气作载气时，TCD检测器的灵敏度较高。但是如果检测氢气或氦气时，选择氮气作载气，TCD检测器的灵敏度较高。

TCD检测器为浓度型和通用型检测器，不破坏样品，可串联其它检测器一起使用。TCD线性范围为 10^4 ，它的检测上限是目前所有检测器中最高的。

TCD检测器的工作原理如图 8-5 所示：




图 8-5 TCD 检测器工作原理示意图

TCD检测器的内部结构如图 8-6 所示：




图 8-6 TCD 检测器内部结构

8.3.2 TCD 检测器的操作使用

TCD 检测器的操作步骤（双流路 TCD 检测器）：

1. 按照所用色谱柱的老化条件充分老化色谱柱。
2. 将色谱柱安装到 TCD 检测器上。
3. 打开净化器上的载气开关阀，然后用检漏液检漏，保证气密性良好。
4. 调节两路载气的稳流阀到适当值（根据刻度～流量计或用皂膜流量计实际测定），并使两路载气的流量相等。
5. 打开电源开关，根据分析需要设置柱温、进样器温度、TCD 检测器温度。
6. 确认载气流入 TCD 检测器的前提下，设置 TCD 检测器电流。TCD 电流设置范围为 50mA～250mA，增量为 10mA。电流设置的步骤请按下表顺序进行（假定设置 200mA）：

顺 序	按 键	显示内容
1	RANG E B	TCD RANGE 0
2	2	TCD RANGE 2
3	0	TCD RANGE 20
4	0	TCD RANGE 200
5	ENTER	TCD RANGE 200

7. 将信号线与积分仪连接，即将仪器所附的信号线插到[SIGNAL B]插座上，将信号线另一头的叉形焊片与积分仪连接。
8. 调节调零电位器使 TCD 检测器的输出信号在积分仪的零位附近。
9. 进样后如出反峰，请切换输出信号极性切换。信号极性的切换请按下表顺序操作：

顺 序	按 键	显示内容
1	RANGE	TCD RANGE 200
2		TCD SINGLE POL +
3		TCD SINGLE POL -

8.3.3 TCD 检测器的灵敏度测试

1. 测试条件

色谱柱：OV—101 0.6M×Φ2mm（内径）不锈钢柱

柱温：120～160℃

进样器温度：180～220℃

TCD 温度：180～220℃

氢气载气流量：15ml/min～50ml/min

桥路电流：190mA～210mA

样品：正十五烷，正十六烷，溶剂为正辛烷

进样量：0.3 μl～1 μl

2. 计算方法（以正十六烷计算）：

$$S_{TCD} = \frac{AF_c}{W}$$

式中：

S_{TCD} —— TCD 灵敏度（mV·ml/mg）

A —— 峰面积的算术平均值（mV·min）

W —— 样品进样量（mg）

F_c —— 校正后的载气流速（ml/min）

8.3.4 关机步骤

GC7890 II 气相色谱仪的 TCD 检测器在结束日常的分析工作后，应当先将检测器的电流设置为零，再将柱箱、进样器和检测器的温度降低到 80℃ 以下才能关闭载气及电源开关。

▲注意：


1. TCD 检测器用氢气作载气，因此必需进行严格的探漏试验，防止氢气泄漏造成危险。在载气未打开的情况下，不能设置电流，否则可能烧断钨丝。
2. 如果您的 7890 II 气相色谱仪上同时装有 FID 和 TCD 两个检测器，并且您在使用了 TCD 检测器后要使用 FID 检测器，首先请将载气气源进行更换。更换工作可以在净化器上进行，更换后必须确认 FID 检测器的载气是 N_2 ，TCD 检测器的载气 H_2 。

8.4 电子捕获检测器 (ECD)

8.4.1 ECD 检测器的结构原理

ECD 检测器是目前气相色谱仪比较常用的一种高选择性检测器，高选择性是指它只对具有电负性的物质，如含有卤化物，以及过氧化物、硝基化物、金属有机物、甾类化合物、多环芳烃和共轭羰基化合物等。

GC7890 II 气相色谱仪的 ECD 检测器用 ^{63}Ni 作放射源。在电极室里封装着 ^{63}Ni 放射性同位素，当载气 (N_2 或 Ar 气) 进入检测器的电极室时，在 β 粒子的轰击下被电离，形成正离子和自由电子。当一个脉冲电压加到这一电极室里的电极上时，就有电离电流流出，形成了基流（这一基始电流经控制器变换后就成为基频 f_0 ）。当对电子有亲和力的化学组分进入这一电极室时，形成基流的电子就会被样品组分所捕获而形成负离子。样品组分捕获电子有以下两种反应机理：



AB 表示样品分子，e 表示电子。

由于这些负离子迁移速度比自由电子的小，因此它们比起自由电子来就更有可能和载气正离子结合，这样就使电极室里的离子浓度降低，从而电子被一个脉冲所捕获的数量就要降低，因此为了使电室里的电流保持恒定，脉冲频率就增高了（见下图）。

这样脉冲频率就将与对电子有亲和力的化学组分的浓度成正比


$$\Delta f = f - f_0 = kc$$

f 为脉冲频率

f_0 为载气中不含对电子有亲和力的化学组分时的脉冲频率（基频）

K 为和电子捕获几率等等有关的一个常数。

C 为对电子有亲和力的化学组分的浓度。



如果第一次使用 ECD 检测器或长期未用，在使用前就应该接上色谱柱，通入载气，并将电子捕获检测器的尾吹气也打开，将 ECD 检测器进行加热老化（ 250°C 以上，48 小时以上）。电子捕获检测器需要使用高纯氮，纯度应大于 99.999%。通常 ECD 检测器的使用温度在 $250^\circ\text{C} \sim 300^\circ\text{C}$ 之间较为常见。

ECD 检测器的灵敏度很高，ECD 检测器对载气的要求比一般检测器更为

严格，载气中决不能含有氧气等杂质。如果检测器受到严重污染，可以对 ECD 检测器进行清洗，方法是用 100ml 左右的甲醇分三次流过检测室，然后用大量的载气吹干，再将 ECD 检测器加热到 300℃，并使载气流量在 70ml/分钟左右对 63Ni 进行活化，直到 ECD 达到饱和基流。


为了扩大 ECD 线性、增大基流和防止样品在柱后扩散，ECD 经常加一般辅助气（或称清洗气、冲洗气），辅助气的增加将损失一点灵敏度，但得到了比较理想的色谱图，通常是使用载气作辅助气，载气与辅助气比例为 2.5: 1 和 3: 1 之间。纯氮和氩气加 5% 甲烷都被认为是最理想的载气，氩气加 5% 甲烷得到的基流与线性比较高，与氮气相比氩气加 5% 甲烷作 ECD 检测器载气的灵敏度也略高一点。

GC7890 II 气相色谱仪的 ECD 检测器配有专用的脱氧管，使用 ECD 检测器时必须将脱氧管接在气体净化器后，对载气和辅助气进行除氧。


常用的载气和辅助气参见下表：

	Ar	He	GH ₄	H ₂	CO ₂	N ₂	效 果
载 气	95	-	5	-	-	-	较好
	90	-	10	-	-	-	可用
	-	100	-	-	-	-	可用，必须加辅助气
	99	-	-	1	-	-	较好
	-	-	-	100	-	-	灵敏度低
	95	-	-	5	-	-	较好
	99	-	-	-	1	-	较好
	-	-	-	-	-	100	较好
	95	-	-	-	5	-	较好
辅 助 气	95	-	5	-	-	-	较好
	90	-	10	-	-	-	可用
	-	-	-	-	-	100	较好
	99	-	-	1	-	-	较好
	95	-	-	5	-	-	较好
	95	-	-	-	5	-	较好
	*载气及辅助气必须严格除氧和其它电负性杂质						

ECD 为浓度型检测器，灵敏度随载气的增大而减小，如下图所示。



ECD 检测器的灵敏度随脉冲频率的增大而增大，如下图所示。



ECD 检测器对亲电子的化合物才有信号，因此更是对电负性的化合物具有选择性，如卤素化合物，硝基化合物，芳烃等，而对一般链状烃无响应。由于电负性化合物包括许多类型，即使同一类型化合物响应也无规律，故对未知的复杂混合物的定性能力不强，在定量分析中一定要用自身的纯物质校正。ECD 检测器的内部结构如图 8-7 所示：




图 8-7 ECD 检测器的内部结构

8.4.2 ECD 检测器的操作使用

ECD 检测器的操作步骤：

1. 在仪器气路系统背面的放空接头上，连接放空管道并排到窗外。将脱氧管安装在净化器后。
2. 按照所用色谱柱的老化条件充分老化色谱柱。
3. 将色谱柱安装到 ECD 检测器上。
4. 打开净化器上的载气开关阀，然后用检漏液检漏，保证气密性良好。
5. 调节载气稳流阀流量为适当值（根据刻度～流量表或用皂膜流量计测得）。
6. 打开电源开关，根据分析需要设置柱温、进样器温度和 ECD 的温度。

7. ECD 检测器需要设置的参数有二个，一个是频率，另一个是电流。

电子捕获检测器的频率有两档（×1、×10），如果需要设置为 10，设定方法如下表：

顺 序	按 键	显 示
1	RANGE B	ECD VFC RANGE 1
2	1	ECD VFC RANGE 1
3	0	ECD VFC RANGE 10
4	ENTER	ECD VFC RANGE 10

电子捕获检测器的频率有三档(0.5nA、1nA、2nA)，如果需要设置为 2nA，设定方法如下表：

顺 序	按 键	显 示
1	量程	ECD VFC RANGE 10
2		ECD CURRE 1
3		ECD CURRE 1
4	2	ECD CURRE 2
5	输入	ECD CURRE 2

8. ECD 检测器输出信号的衰减分 0~8 共九档，分别表示输出信号为 $2^0 \sim 2^8$ 输出，如需设置输出信号为 2^3 输出，请按下表顺序进行。

顺 序	按 键	显示内容
1	ATT A	DET1 ATTENUATION 0
2	3	DET1 ATTENUATION 3
3	ENTER	DET1 ATTENUATION 3

9. 将信号与积分仪连接。即将仪器所附信号线的插头插到[SIGNAL A]插座上, 将信号线另一头的叉形焊片与积分仪连接。
10. 调节调零电位器使 ECD 检测器的输出信号在记录仪或积分仪零位附近。进样后如出反峰, 请将信号线的正负极性位置对调。

8.4.3 ECD 检测器的灵敏度测试

1. 测试条件:

柱温: 170℃

检测器温度: 200℃

进样器温度: 250℃

载气流量: 20~30ml/min

色谱柱: OV—101 0.6M×Φ2mm (内径) 不锈钢柱

样品: γ-BHC、艾氏剂, 溶剂为异辛烷

进样量: 0.5 μl ~ 1 μl

2. 计算方法 (以 γ-BHC 计算):

$$D_{ECD} = \frac{2NW}{AFc}$$

式中:

D_{ECD} —— ECD 检测限 (g / ml)

N —— 基线噪声 (mV)

W —— 样品进样量 (g)

A —— 峰面积的算术平均值 (mV · min)

Fc —— 校正后的载气流速 (ml / min)

8.4.4 关机步骤

ECD 检测器日常的关机应当先将柱箱、进样器和检测器的温度降低到 80℃ 以下, 然后再关小载气, 应保留一定流量 (约 5ml/min) 的载气以保护放射源, 最后再关闭电源。

▲注意:

1. ECD 检测器排出的废气必须接到室外, 管子出口的高度应在实验室建筑物顶 2 公尺以上, 因为 ECD 使用的 ^{63}Ni 放射源产生的 β 粒子将随着载气流出 ECD 检测器外。
2. 如果 ECD 检测器发生故障, 应送回本公司处理。请用户不要自行打开 ECD 检测器, 避免受到放射性物质的伤害。
3. 在处理废弃的 ECD 检测器时, 必须请有资质的部门、机构进行处理, 禁止随意丢弃 ECD 检测器, 避免造成对人体的伤害和对环境的污染。

8.5 氮磷检测器（NPD）

8.5.1 NPD 检测器的结构原理

NPD 检测器是一种微火焰离子化检测器，它对含氮或磷的有机化合物有很高的灵敏度，故称氮磷检测器或热离子检测器。NPD 检测器属于质量型、选择性检测器。

NPD 检测器基本原理是在 NPD 检测器的喷口上方，有一个被大电流加热的铷珠，碱金属盐（铷珠）受热而逸出少量离子，铷珠上加有-250V 极化电压，与圆筒形收集极形成直流电场，逸出的少量离子在直流电场作用下定向移动，形成微小电流被收集极收集，即为基流。

当含氮或磷的有机化合物从色谱柱流出，在铷珠的周围产生热离子化反应，使碱金属盐（铷珠）的电离度大大提高，产生的离子在直流电场作用下定向移动，形成的微小电流被收集极收集，再经微电流放大器将信号放大，再由积分仪处理，实现定性定量的分析。

NPD 检测器的铷珠在受热状态下发生离子逸出，并与载气、样品相互作用。NPD 检测器的使用过程也是铷珠不断损耗的过程，这与其他检测器有所不同。所以 NPD 检测器的铷珠通常不属于保修范围。

NPD 检测器的工作原理如图 8-8 的框图所示：





图 8-8 NPD 检测器原理框图


NPD 检测器的结构基本上与 FID 检测器相同，差别在于将 FID 检测器的点火极改变为铷珠，安装在喷口上约 2mm 位置。铷珠引出铂金丝为铷珠加热丝，由直流电源加热。另外铷珠上加有-250V 极化电压与圆筒形收集极形成直流电场。当样品进入离子室时，在极化电压作用下产生离子信号输出。

铷珠的直流电源和-250V 极化电压由 NPD 检测器的电源控制器提供，该电源控制器是一个独立于气相色谱仪的箱体。电源控制器直接由电网供电，并有一个 EL-6 对接插头与 NPD 检测器连接，为铷珠提供可调的直

流电流和-250V 极化电压。工作时可以将 NPD 检测器的电源控制器放置于气相色谱仪微机控制器的上部。
 NPD 检测器的内部结构如图 8-9 所示：



NPD 检测器的电源控制器是一个单独部件，由可调式高稳定性铷珠稳压电源和-250V 极化电压组成。铷珠加热电流由电源控制器上的电位器来调节，范围在 0.5A-1.7A，该输出电流连续可调，可对铷珠进行老化，并可根据铷珠的损耗情况，调整相应的电流值，使 NPD 检测器的灵敏度处于较佳位置。铷珠的加热电流可以直接从电源控制器的显示屏上读出。如果显示为 1.30，代表铷珠加热电流为 1.30A。
 NPD 检测器的电源控制器结构如图 8-10 所示：






图 8-10 NPD 检测器的电源控制器结构

NPD 检测器的基流（未进样时的基始电流）与灵敏度（响应值）有很大关系。通常基流越大，NPD 检测器的灵敏度（响应值）也越高，这是因为 NPD 检测器的基流是由铷珠逸出的离子信号，经过微电流放大器放大后形成的信号。

基流和灵敏度（响应值）的大小与铷珠的损耗情况有关。新的铷珠一般基流较大，使用一段时间后，由于铷珠的不断损耗，基流也会逐渐降低，此时就必须增加铷珠加热电流以提高 NPD 检测器的基流和灵敏度（响应值）。

基流和灵敏度（响应值）的大小与氢气、空气的流量也有一定关系，图 8-11 所示的是基流和灵敏度（响应值）与氢气、空气流量的特性曲线(流速关系)。图中，氢气流量的单位是 mL/min、空气流量的单位是 100mL/min、灵敏度（响应值）的单位是 10^{-12}A 。

尽管增加铷珠加热电流或增加氢气流量会提高 NPD 检测器的基流和灵敏度（响应值），但是也会加快铷珠的损耗。所以在使用过程中，应在灵敏度（响应值）足够的情况下，尽量选择较低的铷珠加热电流和氢气流量，降低铷珠的损耗速度。

基始电流的测试方法为：放大器置为 $10^8\Omega$ ，衰减置为 2，从 NPD 检测器上拔下信号线，观察积分仪并读取电平，再将信号线重新接上，观察积分仪重新读取电平，并计算出两电平的差值。

$$\text{基始电流} = \frac{12 \times \text{电平差值} \times 2^2}{10^8}$$




图 8-11 基流、灵敏度（响应值）与氢气、空气流量的特性曲线

8.5.2 NPD 检测器的操作使用

NPD 检测器的操作步骤:

1. 确定 NPD 检测器、微电流放大器、电源控制器已正确安装，连接好离子信号线、铷珠电源线、电源控制器的电源线、以及接地线等。
2. 打开净化器上的载气开关阀，然后用检漏液检漏，保证气密性良好。调节载气流量为适当值（根据刻度~流量表或用皂膜流量计测得）。
3. 按照所用色谱柱的老化条件充分老化色谱柱。
4. 将色谱柱与 NPD 检测器相连接。
5. 打开主机电源开关，根据分析需要设置柱温、进样温度和 NPD 检测器的温度。
6. 打开净化器的空气、氢气开关阀，分别调节空气和氢气流量为适当值（根据刻度~流量表或用皂膜流量计测得）。
7. 设置 NPD 检测器微电流放大器的量程。一般情况下，NPD 检测器微电流放大器的量程选择是用主机控制面板上的[RANGE A]键。但是，当主机上同时装有 FID 检测器和 NPD 检测器时，NPD 检测器微电流放大器的量程选择是用主机控制面板上的[RANGE B]键。NPD 检测器微电流放大器的量程选择范围为 9, 8 两档，量程为 9 时，NPD 检测器的微电流放大器灵敏度最高，量程为 8 则灵敏度降低 10 倍，

其余依此类推。设置步骤按下表顺序进行（假定设置量程为 8）：

顺 序	按 键	显示内容
1	RANGE A	NPD RANGE 9
2	8	NPD RANGE 8
3	ENTER	NPD RANGE 8

8. 设置输出信号的衰减值。衰减分 0~8 九档，分别表示输出信号的 $2^0 \sim 2^8$ 衰减输出，如下式所述：

$$\text{仪器输出信号} = \frac{\text{微电流放大器输出信号}}{\text{衰减}}$$

衰减通过[ATT]来设置，设置步骤按下表顺序进行（假定设置衰减为 3）：

顺 序	按 键	显示内容
1	ATT A	DET1 ATTENUATION 0
2	3	DET1 ATTENUATION 3
3	ENTER	DET1 ATTENUATION 3

9. 调节 NPD 检测器电源控制器的电位器，使电流为适当值。氮磷检测器(NPD)铷珠表面温度是一个关键因素，一般来说要提高检测器的灵敏度，与提高铷珠表面温度是正比例关系，但是对基线的噪音也会同时增大，检测器的基始电流在很大程度上受铷珠温度的控制。在操作时建议调节铷珠电流使基始电流处于 $2 \times 10^{-11} \text{A} \sim 2.5 \times 10^{-11} \text{A}$ 范围内，此时检测器有较高的灵敏度与信噪比，为了获得更好的信噪比，可以通过改变氮气流量，氢气流量与铷珠的加热电流的方法来获得。
10. 将信号与积分仪连接，即将仪器所附信号线插到[SIGNAL A]插座上，将信号线另一头的叉形焊片与积分仪连接。
11. 调节调零电位器 A 使 NPD 输出信号在记录仪或积分仪零位附近。
12. 进样后如出反峰，请将信号线正负极性位置对调。

8.5.3 NPD 检测器的灵敏度测试

1. 测试条件:

柱箱温度: 150℃-170℃

进样器温度: 200℃-220℃

NPD 温度: 200℃-220℃

氮气流量: 20-40ml/min

氢气流量: 6.5-8ml/min

空气流量: 120-180 ml/min

色谱柱: OV—101 0.6M×Φ2mm (内径) 不锈钢柱

样品: 偶氮苯、马拉硫磷, 溶剂异辛烷

进样量: 0.5 μL - 1 μL

铷珠电流: 1.4A-1.5A

2. 计算方法 (对氮以偶氮苯计算、对磷以马拉硫磷计算):

$$\text{氮: } D_{\text{NPD}} = \frac{2NW_{\text{NN}}}{A}$$

式中:

D_{NPD} —— NPD 氮[N]检测限 (g/s)

N —— 基线噪声 (A)

W —— 样品进样量 (g)

A —— 峰面积的算术平均值 (A·s)

$_{\text{NN}}$ —— 偶氮苯分子中氮原子个数÷偶氮苯的摩尔质量×氮的原子量
 $= 2 \times 14 \div 182.23 = 0.154$

$$\text{磷: } D_{\text{NPD}} = \frac{2NW_{\text{NP}}}{A}$$

式中:

D_{NPD} —— NPD 磷[P]检测限 (g/s)

N —— 基线噪声 (A)

W —— 样品进样量 (g)

A —— 峰面积的算术平均值 (A·s)

$_{\text{NP}}$ —— 马拉硫磷分子中磷原子个数÷马拉硫磷的摩尔质量×磷的原子量
 $= 1 \div 330.35 = 0.00303$

8.5.4 关机步骤

NPD 检测器日常的关机应当先关闭将铷珠电流，即先用电源控制器上的电流设定电位器将铷珠电流调到最小，然后关闭电源控制器的电源开关。再关闭氢气、空气，让 NPD 检测器熄火。再将柱箱、进样器和检测器的温度降低到 80℃ 以下，然后关闭电源。最后关闭载气。

▲注意：

1. NPD 检测器的铷珠是易耗品，不属于保修范围
2. NPD 检测器的铷珠电源线必须小心连接，不可插错，以免烧坏铷珠。铷珠电流不可设置太大，否则也有可能烧坏铷珠。
3. 基始电流用补偿电位器调节不能调节回零时，可调节电源控制器的铷珠电流调节电位器来减小基流，也可调节氢气流量来减小基流。
4. NPD 检测器的氢气流量较小，一般在 5-8ml/min，不得随意增加氢气流量，以免烧坏铷珠。虽然提高铷珠温度会使灵敏度增加，但提高铷珠温度到一定值后，噪音也随着增大，信噪比并无明显改善。铷珠温度过高会减少铷珠使用寿命。
5. NPD 检测器使用氢气，如果氢气气路是打开的，而色谱柱没有连接在检测器上，这时氢气就会泄漏在柱箱内，一旦柱箱升温可能引起爆炸。因此在色谱柱与检测器没有连接时，氢气气路必须关闭。

8.6 火焰光度检测器 (FPD)

8.6.1 FPD 检测器的结构原理

FPD 检测器是一种富氧、富氢焰型双火焰光度检测器，专用于在色谱流出物中，选择性地检测硫磷化合物，具有较高选择性、灵敏度。GC7890 II 气相色谱仪的 FPD 检测器有上下两个火焰，下火焰为富氧火焰，用于将有机硫磷化合物及烃类氧化生成相应的氧化物，上火焰将硫磷氧化物还原为 S_2 、HPD 等化学发光分子，而烃类的氧化物如 CO_2 、 H_2O 等为无光信号，所以 FPD 能够排除烃类干扰，而有选择性地测量硫磷化合物。

FPD 检测器具有灵敏度高、选择性好、响应时间快等特点，可以用于毛细管柱、填充柱。在作定量分析时，硫信号严格与硫化物浓度的平方成线性关系（或信号的平方根与浓度成线性关系），而与硫化物的类型无关，因此可用于大量烃类中测定微量硫磷化合物。

FPD 检测器利用元素光谱的强弱与元素在物质中的含量有一定的比例关系来定量分析，并用干涉滤光片滤除干扰光，经过光电倍增管把光讯号转换成电讯号，再由微电流放大器放大，输出的讯号可由色谱数据处理机、色谱工作站等二次仪表进行计算。该检测器的上下两个火焰，能排除烃类杂质对硫磷化合物样品的干扰，即样品溶剂对被测硫磷化合物的干扰。

上火焰称第二火焰呈富氢焰性质，其作用使第一火焰中生成的硫磷化合物充分还原，生成激发状态的 S_2^* 分子和 HPD 磷碎片，从而产生发射光谱，具体反映机理如下：

1. 测硫：



含硫化物在富氢火焰中达到 $390^\circ C$ 温度时，发射能生成激发态的 S_2^* 粒子，当其回到基态时，就发射出波长在 $3500-4300\text{\AA}$ 的特征光谱，利用相应的干涉滤光片可检测其特征光而进行测量。从反应式可知，发射光强度正比 $[S_2^*]$ ，而 $[S_2^*]$ 与 $[S]$ （即 SO_2 浓度平方）成正比，即 $R = K_1 [SO_2]^2$ 。对该式两边取对数，得 $\log R = \log [SO_2]^2 + K_1$ （ R 为响应信号， K_1 为此例常数），证明 FPD 检测器在测硫时线形比较差。


2. 测磷：

一般认为测磷条件比测硫的条件宽，含磷样品只需在第一火焰中氧化后，进入第二火焰中还原成化学发光分子 HPO 碎片，即可检测它发出的特征光（波长为 $5260\text{\AA}$ ），因此利用相应的干涉滤光片可检测其特征光而进行测量。

因为发射光强度正比于 HPO 浓度，即 $R = K_1 (HPO)$ ，对该式两边取对数得 $\log R = \log (HPO + K_1)$ 。在双对数坐标底上，响应信号对浓度作图即得一直线，其截距为 K_1 ，斜边近似等于 1，由此可见 FPD 检测器在测磷时是比较线性的检测器。

FPD 检测器的结构可分为双氢火焰和光路系统两部分，大小喷嘴均为不锈钢制成，两喷嘴间的密封用锥形紫铜密封圈密封，喷嘴上部装有点火极供点火之用。光路部分主要由光导纤维管干涉滤光片，光电倍增管等部件组成，在火焰窗口装有石英玻璃片，起密封、隔热、防水蒸气等作用。检测器上部有一弯曲半圆管，作为气体放空出口。FPD 检测器的加热基座采用方形铝块，加热器采用 220V、70W 加热丝，控温组件采用铂电阻，印板的小型方盒内装有光电倍增管、微电流放大、高压电源等关键元器件，切勿拆开，以免损坏。

FPD 检测器的内部结构如图 8-12 所示。



图一

图 8-12 FPD 检测器的内部结构

8.6.2 FPD 检测器的操作使用

FPD 检测器的操作步骤如下所述：

1. 确认 FPD 检测器、FPD 电路板（微电流放大器）等已安装好，连接好光导纤维管、信号线等。
2. 打开净化器上的载气开关阀，然后用检漏液检漏，保证气密性良好。调节载气流量为适当值（根据刻度～流量表或用皂膜流量计测得）。
3. 按照所用色谱柱的老化条件充分老化色谱柱。
4. 将色谱柱安装到 FPD 检测器。
5. 打开电源开关，根据分析需要设置柱温、进样温度和 FPD 检测器的温度。
6. 打开净化器的空气、氢气开关阀，分别调节空气和氢气流量为适当值（根据刻度～流量表或用皂膜流量计测得）。
7. 待 FPD 检测器的温度升高到 100℃ 以上后，按[FIRE]键，点燃 FPD 检测器的火焰，由于 FPD 检测器的空气和氢气流量较大，因此点火时可听到明显的爆鸣声。如果 FPD 检测器的温度低于 100℃ 时点火，会造成检测器内积水，影响检测器的稳定性。
8. 设置 FPD 检测器微电流放大器的量程。量程分为 10、9、8、7 四档，量程为 10 时，FPD 检测器的微电流放大器灵敏度最高，量程为 9 则灵敏度降低 10 倍，其余依此类推。FPD 检测器较常用的量程为 8。量程通过[RANGE]来设置，设置步骤按下表顺序进行（假定设置量程为 8）：

顺 序	按 键	显示内容
1	RANGE A	FID RANGE 10
2	8	FID RANGE 8
3	ENTER	FID RANGE 8

9. 设置输出信号的衰减值。衰减分 0～8 九档，分别表示输出信号的 $2^0 \sim 2^8$ 衰减输出，如下式所述：

$$\text{仪器输出信号} = \frac{\text{微电流放大器输出信号}}{\text{衰减}}$$

衰减通过[ATT]来设置，设置步骤按下表顺序进行（假定设置衰减为 3）：

顺 序	按 键	显 示 内 容	
1	ATT A	DET1 0	ATTENUATION
2	3	DET1 3	ATTENUATION
3	ENTER	DET1 3	ATTENUATION

10. 将信号线与积分仪连接，即将仪器所附的信号线插到[SIGNAL B]插座上，将信号线另一头的叉形焊片与积分仪连接。
11. 调节调零电位器使 FID 输出信号在积分仪的零位附近。
12. 进样后如出反峰，请将信号线叉形焊片的正负位置对调。

8.6.3 FPD 检测器的敏感度测试

1. 测试条件：

柱箱温度：150℃-170℃

进样器温度：200℃-250℃

FPD 检测器温度：200℃-250℃

氮气流量：20-40ml/min（一般为 30ml/分，5.26 圈）

氢气流量：150-180ml/min（一般为 45ml/分，9.5 圈）

空气 A 流量：70-170ml/min（一般为 4.5 圈）

空气 B 流量：180-225ml/min（一般为 6.0 圈）

色谱柱：SE-54 15M×Φ0.53mm 大口径毛细管柱

样品：甲基对硫磷

进样量：0.5 μ L -1 μ L

量程：8

2. 计算方法

计算敏感度公式：

$$\text{测硫：} D_{FPD} = \sqrt{\frac{2N(WNs)^2}{h(W_{1/4})^2}} \quad \text{测磷} \quad D_{FPD} = \frac{2NWNp}{A}$$

D_{FPD} —FPD 对硫或磷的检测限（g/s）

N—基线噪声（mv）

A—磷峰面积的算术平均值（mv·s）

W—甲基对硫磷的进样量（g）

H—硫的峰高（mv）

$W_{1/4}$ —硫的峰高 1/4 处的峰宽（s）

Ns —— 甲基对硫磷中硫原子个数÷甲基对硫磷的摩尔质量×硫的原子量
 $= 32 \div 263.2 = 0.122$

Np —— 甲基对硫磷中磷原子个数÷甲基对硫磷的摩尔质量×磷的原子量
 $= 31 \div 263.2 = 0.118$

8.6.4 关机步骤

GC7890 II 气相色谱仪 FPD 检测器在日常的关机时，应当先将高效净化器的氢气和空气的开关阀关闭，以切断 FPD 检测器的燃气和助燃气将火焰熄灭，然后降温，在柱箱温度低于 80℃ 以下才能关闭载气和电源开关。

▲注意：

1. 在色谱柱与检测器没有连接时，氢气气路必须关闭，或在 FPD 检测器的柱接头上旋上闷头。
2. FPD 检测器在长期不使用时，必须将干涉滤光片拆下，在干燥器中保存好，以免受潮湿发霉，并在光电管的入光处用附件中的密封螺帽旋上，不能让光直接射到光电倍增管上，影响使用寿命。
3. 在整机通电之前，必须将光电管安装圆筒装上，以免光直接射入光电管上，影响使用寿命。
4. FPD 检测器在使用过程中必须先开载气，再开始将检测器升温到 150 ° C 以上，待恒温好后（使用温度）然后开空气，再开氢气再马上点火，以免积水。

第九章 仪器的保养

正确的维护仪器不仅能够使仪器始终处于正常工作状态，而且能够延长仪器的使用寿命。使用、维护仪器时必须注意：

1. 仪器应严格地在规定的条件下工作，在某些条件不符合时，必须采取相应的措施。
2. 严格按照操作规程进行工作，严禁油污，有机物及其它物质进入检测器及管道，避免造成管道堵塞或仪器性能恶化。
3. 严禁柱温超过色谱柱固定相中固定液允许使用温度，避免造成色谱柱流失，损坏色谱柱并污染检测器。
4. 一般柱温设置应低于固定液允许使用温度，在作高灵敏度操作时，柱温选择应更低。
5. 仪器开机时必须先通载气，然后才能开机升温，避免损坏色谱柱并污染检测器。
6. 使用 FID、NPD、FPD 检测器时，必须待检测器温度超过 100℃ 后才能点火，避免检测器积水。
7. 仪器关机时，必须先关闭氢气（使用 FID、NPD、FPD 检测器时），待检测器熄火后，再进行降温，然后才能关断载气。
8. 在很多情况下，所谓的故障是由于老化不充分引起的。所以在必要的时候，应该进行对进样器、检测器、色谱柱等进行老化，避免出现不必要的所谓故障。

9.1 清洗与老化

9.1.1 FID 检测器的清洗

1. 可拆下 FID 外罩，取下电极和绝缘垫圈，把外罩、电极和绝缘垫圈等用丙酮或酒精清洗然后烘干。
2. 如果污染严重，可以将待清洗零件放入超声波清洗液中，经超声波清洗后，用清水淋洗干净，然后用酒精清洗并烘干。
3. 装配时应注意，点火线圈应位于喷嘴四周，不能与金属外壳（接地）相碰，高度不能超过喷嘴口，如超过喷嘴口时点火后点火极会发红会影响检测器的灵敏度。
4. 如果是色谱柱固定液流失污染检测器，则先选择能溶解固定液的溶剂进行溶解，然后按上述方法进行清洗。

9.1.2 进样器的清洗

1. 进样器比较容易污染，特别是汽化管容易污染，为此清洗进样器就显得比较重要。进样器汽化管可用溶剂棉球直接穿洗，穿洗后用大气流吹一下（主要吹掉棉球纤维并吹干溶剂），然后装好汽化管衬垫和密封螺母。
2. 如果污染严重，可以将汽化管等待清洗零件放入超声波清洗液中，经超声波清洗后，用清水淋洗干净，然后用酒精清洗并烘干。

9.1.3 检测器的老化

1. 电子捕获检测器的老化：在载气进入电子捕获检测器的情况下，将电子捕获检测器温度设置在 200℃ 以上进行十小时以上的老化。适当增加载气流量，可以提高老化效率或减少老化时间。
2. 热导钨丝的老化：在载气进入热导检测器的情况下，将热导电流设置在使用值以上 10~20mA 左右，进行数小时的老化。适当增加载气流量，可以提高老化效率或减少老化时间。
3. 氮磷检测器铷珠的老化：在载气进入氮磷检测器的情况下，将铷珠电流设置在使用值以下 0.4A 和 0.2A，各进行二十分钟左右的老化。
4. 检测器的一般老化：在载气进入检测器的情况下，将检测器温度设置在 200℃ 以上进行数小时的老化。

9.1.4 进样器的老化

在载气进入进样器的情况下，将进样器温度设置在 200℃ 以上进行数小时的老化。

9.1.5 色谱柱的老化

1. 在载气进入色谱柱的情况下，将柱箱温度设置在色谱柱允许的最高温度以下 30℃，或正常使用温度以上 30℃，进行十小时以上的恒温老化。
2. 在载气进入色谱柱的情况下，设置 3~5℃/min 的升温速率，50~60℃ 的起始温度，色谱柱允许的最高温度以下 30℃ 的终止温度，进行

一阶程序升温老化。

3. 适当增加载气流量，可以提高老化效率或减少老化时间。

9.1.6 净化器的活化

1. 气路系统中，接有净化过滤器，净化管中放置有 5A 分子筛、活性炭等过滤剂。5A 分子筛、活性炭需要定期（一般三个月到半年一次，取决于用户处的工作条件）更换或活化。
2. 将 5A 分子筛、活性炭从净化管中倒出，放置在烘箱中进行烘烤活化。如果没有烘箱，也可借用 GC7890II 气相色谱仪柱箱，但要采取保护仪器的措施，例如取下色谱柱，闷住进样器、检测器接头等。
3. 5A 分子筛、活性炭的活化温度为 260℃，活化时间为 24 小时。

9.2 故障排除

9.2.1 微机控制器出错

在仪器正常运转时，如果外界有一突然的强电干扰，使仪器原设定的数据冲掉无法正常工作，这时可以关掉电源开关，再开启电源开关，重新设定参数即能清除这方面的故障。

9.2.2 没有色谱峰

(A) 故障判断

1. 放大器电源断开。
2. 离子线断。
3. 没有载气流过。
4. 积分仪/色谱工作站信号线接触不良。
5. 积分仪/色谱工作站故障
6. 进样器温度太低，样品没有汽化。
7. 微量注射器堵塞。
8. 进样器硅胶垫漏气。
9. 色谱柱安装连接不规范。
10. 火未点着 (FID)。
11. FID 极化电压未接或接触不良。

(B) 检查方法及修复

1. 检查放大器，保险丝。
2. 检查离子线。
3. 检查流路是否阻塞，气源是否用完。
4. 检查积分仪/色谱工作站接线。
5. 排除积分仪/色谱工作站故障。
6. 增加进样器温度。
7. 更换注射器。
8. 更换进样器硅胶垫。
9. 重新安装、拧紧色谱柱。
10. 重新点火。
11. 接上极化电压，排除接触不良。

9.2.3 保留时间正常但灵敏度下降

(A) 故障判断

1. 衰减太大
2. 没有足够样品量
3. 样品进样过程中的损耗
4. 注射器漏或堵
5. 载气漏气
6. 氢气和空气流量选择不当 (FID)
7. 极化电压不正常 (FID)

(B) 检查方法及修复

1. 降低衰减,增加量程范围
2. 增加进样量
3. 保证样品全部进入系统
4. 更换注射器
5. 探漏并排除漏气
6. 调整氢气和空气流量
7. 检查并排除极化电压故障

9.2.4 拖尾峰

(A) 故障判断

1. 进样温度太低
2. 进样器汽化管污染或进样垫残留
3. 色谱柱温度太低
4. 进样技术太差
5. 色谱柱选择不当

(B) 检查方法及修复

1. 重新调节进样器温度
2. 清洗进样器或清除进样垫的残留
3. 升高色谱柱温度
4. 改进进样技术
5. 选择适当的色谱柱

9.2.5 伸舌峰

(A) 故障判断

1. 样品量太大色谱柱过载
2. 样品凝聚在系统中

(B) 检查方法及修复

1. 降低样品量
2. 升高温度老化系统

9.2.6 色谱峰分离不好

(A) 故障判断

1. 色谱柱温度太高
2. 色谱柱太短
3. 载气流速太高
4. 色谱柱选择不当

(B) 检查方法及修复

1. 降低柱温
2. 选择较长的色谱柱
3. 降低载气流速
4. 选择适当的色谱柱

9.2.7 平顶峰

(A) 故障判断

1. 放大器饱和
2. 积分仪/色谱工作站故障

(B) 检查方法及修复

1. 降低进样量或降低放大器灵敏度
2. 排除积分仪/色谱工作站故障

9.2.8 基线有不规则波动

(A) 故障判断

1. 仪器接地不好
2. 检测器污染
3. 气流选择不当
4. 放大器不好

(B) 检查方法及修复

1. 改善接地
2. 清洗检测器
3. 选择合适气流量
4. 检查放大器

9.2.9 基线噪声大

(A) 故障判断

1. 色谱柱污染
2. 气体不纯
3. 接地不良
4. 检测器污染
5. 检测器电缆接触不良

(B) 检查方法及修复

1. 更换色谱柱
2. 净化气体使达到要求
3. 改善接地
4. 清洗检测器
5. 更换或修复电缆

9.2.10 基线单方向漂移

(A) 故障判断

1. 载气逐渐有完
2. 系统漏气

(B) 检查方法及修复

1. 更换气瓶
2. 探漏

亲爱的顾客：

如果您在仪器的使用过程中遇到问题需要我们提供协助，请与我们联系。

上海天美科学仪器有限公司

上海松江区民益路201 号16 幢

邮编：201612

电话：021-67687200

传真：021-67687190

E-mail：sh-factory@techcomp.cn