



Solutions for Science
since 1875

GC-2014

硬件基本操作

岛津气相色谱仪



仪 器 配 置	序 列 号	安 装 日 期
GC-2014		

	工 程 师	维 修 或 维 护 内 容	维 修 日 期
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

目 录

仪 器 操 作.....	1
柱温的设定.....	2
进样口流量的设定.....	3
进样口温度设定.....	5
检测器参数设定.....	6
仪器工作状态监视.....	9
功能键.....	11
仪器维护.....	15
进样垫.....	15
衬管.....	18
石英棉.....	20
毛细柱安装.....	21
常见问题.....	23

仪器操作

仪器电源打开后经过自检出现以下画面

```

GC Start Sequence NOT READY
Current File 00:FILE00
Start GC Manual Start
Start Flow
Start Time(min) 0.0
Start Temp/Det Yes
Detector On
Auto ignite On
Clean Up
Stand By Off
Start GC File Clean Up
  
```

方法一、可按左右键
选择方法文件并按
「Enter」键确认

方法二、按 [SET] 键 出现以下画面输入常用参数


```

Analysis Settings READY
File 00:FILE00
Column Oven
Temp(°C) 60.0 60.0
Flow
Inlet press(kPa) 100.0 100.0
Column flow(%in) 3.85 3.85
Split ratio 20.0 20.0
Split mode SPLIT
INJ INJ1
Temp(°C) 150.0 150.0
DET DET1
Temp(°C) 150.0 150.0
File LineConfig Customiz
  
```

当使用的进样口或检测器发生变化时
按 [PF2] (LineConfig) 进行变更

```

Line Configuration
Injector
LINE 1 SPL
LINE 2 DINJ
Detector
LINE 1 DFID
LINE 2 DTCD
Option
AOC1
AOC2
  
```



当需要进行详细的参数设定时先配置好需使用的部件然后按 [COL]、[FLOW]、[INJ]、[DET] 进行具体参数设置。

柱温的设定

在 GC 上按 [COL] 键出现以下画面，输入适当参数

```

Column                               RUN
Column                               FILE 0:FILE0
Temp Monit(°C)                       60.0
Temp program total(min)              25.00

```

	Rate(% min)	Temp(°C)	Time(min)
Init	-----	60.0	2.00
1st	5.00	120.0	2.00
2nd	10.00	180.0	5.00
3rd	END		

```

Equilibration Time(min)              3.0

```

Del Line | Ins Line | Fan Off F

实际柱温显示

柱温条件设定

平衡时间：当所有
设定条件都满足
后，再等待的时间，
到后仪器 STATUS
灯显示绿色

进样口流量的设定

按 [FLOW] 键进入流量设定画面

三个条件在柱条件固定时成正比关系，设定时三选一即可

总流量 = 柱流量 + 柱流量 × 分流比 + 隔垫吹扫流量
一般隔垫吹扫流量为定值，当柱流量确定时，总流量随分流比变化而变化，反之亦然。设定时两者选一

实测值

设定值

分流比

总流量

柱头压

柱流速

线速度

分流模式 (按左右键选择并按 [Enter] 确认)
SPLIT (分流)
SPLITLESS (不分流)
DIRECT (直接进样)

载气种类选择
He 氦气
N₂ 氮气
Ar 氩气
H₂ 氢气

载气开关

按 [PF1] 进行柱参数的设定

Column Diam.	CAR1	RUN
SPL 1	LINE 1	
Column i.d.(mm)	0.32	
Column length(m)	25.0	
Film thickness(μm)	0.50	

PRESS (压力) 控制系统使柱入口压力维持恒定
VELOCITY (线速度) 控制系统使线速度维持恒定
FLOW (流量) 仅当进样方式设置成 Direct 时可选择

隔垫吹扫气的设定

从 [FLOW] 键主屏幕按切换键后选择

[Purge] (PF 菜单) 进入隔垫吹扫设定屏幕

注：通常隔垫吹扫气设定为 3ml/min，当柱头压低于 15kPa 时，设定为柱头压 1/5 以下的整数（例如：柱头压为 7.7kPa 时，隔垫吹扫气设定为 1ml/min）。否则仪器可能出现 Carx Purge Leak (吹扫气漏) 报警

Septum Purge	CAR1	RUN
SPL 1	LINE 1	FILE 0: FILE0
		On
Flow monitor(%)	3.0	
Program total(min)	0.00	
Rate(%)	Flow(%)	Time(min)
Init	3.0	0.00
1st	END	

填充柱进样口仅能进行柱流量设定

Flow CAR2 NOT READY

DINJ **LINE 1** On

Control Mode ◀▶ Dual

Left

L.Inlet Prs(kPa) 0.0

L.Col. flow($\frac{\text{ml}}{\text{min}}$) 0.0 50.0

L.Carrier gas type He

Right

R.Inlet Prs(kPa) 0.0

R.Col. flow($\frac{\text{ml}}{\text{min}}$) 0.0 50.0

R.Carrier gas type He

Column --- On/Off

控制方式

Dual 为双路使用

Single L 仅使用左侧气路

Single R 仅使用右侧气路

当前流量下的柱头压力

左侧柱流量

(1 ~ 100 ml/min)

左侧柱气体种类

He H₂ N₂ Ar

右侧柱流量

(1 ~ 100 ml/min)

右侧柱气体种类

He H₂ N₂ Ar

Column Diam. CAR2 READY

DINJ **LINE 1**

Left

L.Column i.d.(mm) 0.32

L.Column length(m) 25.0

L.Film thickness(μm) 0.50

Right

R.Column i.d.(mm) 0.32

R.Column length(m) 25.0

R.Film thickness(μm) 0.50

进样口温度设定

按 [INJ] 可进入进样口温度设定

Injection Port CAR1 RUN

SPL1 LINE 1 FILE 0: FILE0

ACTUAL SETTING

Temp(°C) 100.0 100.0

Print Next Inj

当前所使用的文件
当前所有更改都记录在该文件中

进样口温度设定

切换到下一个进样口
当多次按 [INJ] 键也可切换进样口设定页

检测器参数设定

按 [DET] 键进入检测器设定画面

SFID 检测器参数设定

The screenshot shows the 'Detector DET #1' screen with the following parameters and callouts:

- Detector DET #1**: READY
- SFID**: LINE 1
- Temp (°C)**: 300.0 (Callout: 检测器温度设定, 需高于柱温所用的最高温度 10 度以上)
- Flame**: On (Callout: 检测器的开关选择)
- Filter Time Constant**: 200ms
- Signal Output Port**: Ch1 (Callout: 信号输出通道, 当使用模拟信号输出时设定 CH1 或 CH2 与仪器的信号输出线位置相对应)
- Background sig save**: Off
- Background sig comp.**: Off
- Det sig subtraction**: Off
- Signal Range**: $\times 10^{-1}$ (Callout: 灵敏度选择)
- Analog Signal Type**: Linear (Callout: 信号输出类型, Linear (线性输出) 信号采集用 C-R6A 或国产工作站时设定; Wide (宽量程输出) 信号采集用 C-R7A、C-R8A、CBM 时设定)

At the bottom, there are three buttons: **Ignite**, **Det Gas**, and **Ign.Set**. A callout for the **Ignite** button states: 检测器点火当检测器处于 On 的状态, 同时氢气、空气也处于打开的状态时按 [PF1] 点火, 使用氢气发生器最好先排空管路中的残余空气, 以免点火困难影响点火线圈寿命。

FID 使用毛细柱时用气推荐值

氢 气	55 kPa	(大约 40 ml/min)
空 气	40 kPa	(大约 400 ml/min)
尾吹气(氮气)	75 kPa	(大约 30 ml/min)
尾吹气(氢气)	80 kPa	(大约 30 ml/min)

```

Detector DET #2    READY
DFID LINE 1        ◀ On
Temp(°C)           150.0 150.0
Flame              On
Signal Polarity     +
Filter Time Constant 1s
Control Mode        Dual

```

```

Signal Output Port  Ch1
Background sig save Off
Background sig comp. Off
Det sig subtraction Off
Signal Range        ×10-1
Analog Signal Type  Linear

```

```

Ignite  ---  Ign.Set

```

信号极性

仅在控制方式为 Dual 时显示

+ (输出信号=左侧信号-右侧信号)


- (输出信号=右侧信号-左侧信号)

控制方式


Dual 为双路使用

Single L 仅使用左侧 FID



Single R 仅使用右侧 FID



(a) 氢气



(b) 空气

(c) 尾吹气(N₂)

(d) 尾吹气(He)

TCD 检测器参数设定

Detector DET #3 NOT READY		
DTCD	LINE 1	On
Temp(°C)	300.0	300.0
Temp(°C)	300.0	300.0
Signal Polarity		+
Current(mA)		30
Filter Time Constant		1s

Signal Output Port		Ch1
Background sig save		Off
Background sig comp.		Off
Det sig subtraction		Off
Signal Attenuation		x1
Analog Signal Type		Wide

--- --- ---		


TCD 有两个温度设定，
一个为 TCD 入口预热
另一个为 TCD 池温度

TCD 极性

当出现负峰时可通过
极性切换使峰变正


TCD 电流

TCD 可使用的电流与 TCD
的温度及使用的气体种类
有关，关系如下图



仪器工作状态监视

按 [MONIT] 进入 GC 监视画面



检测器状态

FID 或 FPD 检测器点燃状态可在监控屏幕中确认

例如 SFID

DFID



火焰点燃



火焰未点燃

双



单
(单 L)



火焰 = 开 火焰 = 关

检测器调零

从 [Monit] 键主屏幕按 [Zero Adj] (PF 菜单) 可使当前检测器信号归零

在 Monitor 画面中选择 Temp Mon 可得到如下画面

带下划线的部件为
当前流路正在使用

Temp Monitor		READY	
		ACTUAL	SETTING
Column	Temp(℃)	50.0	50.0
SPL	Temp(℃)	35.0	30.0
<u>DINJ</u>	Temp(℃)	150.0	150.0
<u>DFID</u>	Temp(℃)	300.0	300.0
DTCD	Temp(℃)	35.0	30.0

Return Flow Mon

选择 Flow Mon 可得到如下画面

根据进样口, 检测器和流量
控制器类型显示项目


有下划线的显示当前进样口
和检测器的名称

Flow Monitor		READY	
		ACTUAL	SETTING
SPL	Inlet Prs.	-----	100.0
	Total flow	-----	84.0
	Purge flow	-----	3.0
<u>DINJ</u>	L. InletPrs	200.0	
	Columnflow	30.0	30.0
	R. InletPrs	200.0	
	Columnflow	30.0	30.0
<u>DFID</u>	L. H2 flow	40.0	40.0
	MakeUpFlow	30.0	30.0
	Air flow	400.0	400.0
	R. H2 flow	40.0	40.0
	MakeUpFlow	30.0	30.0

Return Temp Mon

功能键

按下[FUNC]键出现以下画面，选择 **6 GC Configuration**



Function

- ① Time Scheduler
- ② Batch
- ③ Time Program
- ④ Pre-Run
- ⑤ Direct Operation
- ⑥ **GC Configuration**
- ⑦ Service / Maintenance
- ⑧ Stop Watch
- ⑨ Lock

.....

Select function

Version

GC Configuration

- ① Date/Time Setting
- ② Max. Temperature
- ③ **Transmission Parameter**
- ④ Ready Check
- ⑤ Signal Setting
- ⑥ Port Name Customization
- ⑦ Link Device Code
- ⑧ Temperature Offset
- ⑨ Other Configurations

.....

Select function

Return

GC Configuration 第一项时间设定

Date/Time Setting
 2000.06.14(Wed) 13:15:50

← 当前时间

· Date [yyyy.mm.dd]
 2000. 6.14

· Time [hh:mm:ss]
 13:15:50

↓Return

GC Configuration 第二项最高温度设定

Max. Temperature

Column	Max.Temp(℃)	400.0	柱温的最高温度 由柱决定
SPL	Max.Temp(℃)	420.0	
DINJ	Max.Temp(℃)	420.0	各部件的最高温 度设定
DFID	Max.Temp(℃)	420.0	
DTCD	Max.Temp(℃)	420.0	
AUX3	Max.Temp(℃)	-----	
AUX4	Max.Temp(℃)	-----	
AUX5	Max.Temp(℃)	-----	

↓Return Protect

GC-2014 硬件基本操作

GC Configuration 第三项通讯参数设定

Transmission Parameter

Protocol ◀ None

Baud Rate(bps) 9600

Stop Bit 1bit

Parity NONE

Return Apply

有工作站时按左右键选择 LEVEL 3,并按 [Enter] 确认

波特率设定
连工作站时,设为 115200
并按 [Enter] 确认

Transmission Parameter

Protocol ◀ LEVEL3

Baud Rate(bps) 115200

Stop Bit

Parity

参数设定完成后按 [PF2] 应用

GC Configuration 第四项仪器状态检查项目设定

Ready Check READY

Heater Port

Column Temp ◀ Yes

LINE 1 SPL Temp Yes

LINE 2 DINJ Temp Yes

LINE 1 DFID Temp Yes

LINE 2 DTCD Temp Yes

Carrier Gas

LINE 1 SPL Yes

LINE 2 DINJ Yes

Detector

LINE 1 DFID Drift No

LINE 2 DTCD Drift No

Wait Signal Yes

Return Drift

柱温为必检项目

除柱温外,在流路上的部件不需要检查的项目可设为 No

当分流进样口工作在不分流方式下,手动进样时,此处设为 No, 以免启动采集后报错

当 DET Drift 设为 Yes 时可能会造成仪器长时间不能进入准备好状态 (状态灯为黄色)

GC Configuration 第四项仪器状态检查项目设定

Other Configurations

Language ↔ English

Backlight auto off (sec) 0

Pressure unit kPa

Beep volume Hig

Beep tone Hi

Atmospheric compensation Off

Zero at Ready On

Polarity in Ready Open

SPL Primary Press 500-900kPa

DAFC Unit DAFC

DTCd Preamplifier x1

↩Return

仪器显示语言设定可按左右键选择
英语 (English) 或日语 (ALT.)

仪器显示屏保护设定, 建议设为 300 秒。设 0 时
为不自动关闭背景灯

On: 仪器显示 Ready 后检测器自动调零
Off: 仪器显示 Ready 后检测器不自动调零

SPL 进样口载气输入压力范围
H2 选 300~500kPa 其它气选 500~900kPa

TCD 检测器的信号放大倍数, 可选×1 或×10

填充柱流量控制器的工作方式

做载气时选 DAFC 做尾吹气时选 AMC.LR 如果双流路 DAFC 规定为 AMC.LR, 流路配置时
DINJ 不显示, 尾吹气的设定在 **OPTION** 中设定, 下图以左侧不使用, 右侧作尾吹气为例

AUX AMC		READY
<u>AMC.L</u>		<u>Off</u>
Press(kPa)	<u>0.0</u>	
Flow($\frac{ml}{min}$)	<u>0.0</u>	<u>30.0</u>
		<u>N2</u>

<u>AMC.R</u>		<u>On</u>
Press(kPa)	<u>10.0</u>	
Flow($\frac{ml}{min}$)	<u>30.0</u>	<u>30.0</u>
		<u>He</u>

仪器维护

进样垫

进样垫为常用消耗品，一般使用次数为 100 次，当使用的进样针针头较粗时或较钝时会减少进样垫的使用次数。



201-35584

(标准型, 20 个/包)

221-48972-91

(LL 长寿型, 20 个/包)


221-35507-01

(LB-2 低流失型, 20 个/包)

221-48398-91

(HT 高温型, 20 个/包)


分流进样口更换隔垫 (以下为移除隔垫的过程, 安装次序反转即可)



注意点:

1. 拆下旧隔垫时注意不要遗失导针器
2. 新隔垫安装时要使用镊子, 以免污染隔垫, 影响分析
3. 新隔垫安装完成后将压盖拧到底后, 回拧 180 度, 以方便进样同时延长隔垫寿命。

填充柱进样口进样隔垫更换



隔垫计数器清零

按屏幕上方 **DIAG** 键进入对话窗口,选择 **3 Analysis Counter** 显示以下画面

```

Analysis Counter
SPL1 LINE 1
AOC Wait                               ◀▶ No
Counter for Septum
Use Counter                             Yes
Analysis counter                         0
Setting to warn                         100
Counter for Insert
Use Counter                             Yes
Analysis counter                         0
Setting to warn                         100

-----
Return  Reset  Next
  
```

是否使用隔垫计数器

隔垫报警次数,设 0 为不报警。当光标处于此位置时按 **PF2** (Reset) 可将隔垫计数器置零

是否使用衬管计数器

衬管报警次数,设 0 为不报警。当光标处于此位置时按 **PF2** (Reset) 可将衬管计数器置零

复位

```

Analysis Counter
DINJ
AOC Wait                               ◀▶ No
Counter for Septum
Use Counter                             Yes
Analysis counter                         0
Setting to warn                         100
Counter for Insert
Use Counter                             Yes
Analysis counter                         0
Setting to warn                         100

-----
Return  Reset  Next
  
```

当使用双INJ (DINJ)时,

DUAL(双模式): 当检测器(DFID, DTCD)信号极性为+时显示左进样口计数的值. 当检测器(DFID, DTCD)信号极性为-时显示右进样口计数的值.

Single(单模式): 选择的进样口(左或右)的值被计数.

衬管

如果保留时间漂移或重现性变差如果检测到鬼峰出现上述问题时有可能是石英棉的位置移动了或变脏了或可能是玻璃衬管脏了



221-41444-01 分流用 未惰性处理



221-48335-01 不分流用 未惰性处理

以下衬管主要作农残分析或吸附性强的样品



221-48876-04 不分流用 惰性处理

221-48876-05 不分流用 惰性处理(5 根/包)





221-48876 不分流用 惰性处理

221-48876-02 不分流用 惰性处理(5 根/包)


分流进样口衬管更换



用专用扳手拧松螺母



移开上盖时注意，先要垂直提起以防衬管跟出折断取出 O 型圈及衬管



更换衬管，重新安装

用手将螺母拧到底，用专用扳手再拧 40 度即可

进样口其它常用消耗品

氟橡胶 O 形环 (5 个)	036-11203-84	标准(最高 450℃)
石墨 O 形环(无分流/WBI)(4 个)	221-47222-91	用于高温 (350℃ 到 450℃)
石墨 O 形环 (分流)(4 个)	221-48393-91	用于高温 (350℃ 到 450℃)

石英棉(2g)	201-48600	填充在玻璃衬管中
---------	-----------	----------

分子筛过滤器	221-34121-94	用于除去载气中的杂质
捕集管 (分流流路)	221-42559-92	分流流路样品捕集管 2~4 支/年
捕集管 (吹扫流路)	221-42559-92	隔垫吹扫流路捕集管 1 支/年
铝垫片	201-35183	用于管接头

石英棉

装填石英棉:

通常要在玻璃衬管内装填一定量的石英棉, 用于充分混匀汽化样品并防止难挥发的化合物污染毛细柱。

石英棉的装填量:

分流和不分流进样系统采用不同类型的玻璃衬管, 应根据情况选择正确的衬管。

分流方式: 10mg

无分流方式/WBI: 2mg

注意:



- (1) 对于高吸附性样品, 例如农药, 减少石英棉的装填量会得到更好的分析结果。
- (2) 对于高汽化热的溶剂, 例如水, 增大石英棉的装填量会得到更好的分析结果。

石英棉的装填位置

石英棉应位于进样针下方1~2mm处, 太近或太远都会造成分析结果的重现性变差。

上图石英棉的位置是在使用自动进样器AOC-20i 的场合

在手动进样时针头往往比用自动进样器进样插的深在手动进样时可以不改变石英棉的位置而是在针头上放一个进样垫这样缩短针头长度到约 40 mm(或者手动进样时改变石英棉的位置)



毛细柱的安装

在毛细柱两端安装石墨压环

用所配的压环安装夹具将石墨压环装到毛细柱的两端，压环安装夹具上标有“S”或“F”等表明其是进样口还是检测器端的压环安装夹具。

S：用于测量分流/无分流进样口（SPL）端石墨压环的位置；

F：用于测量FID/FTD 检测器端石墨压环的位置。

T：用于测量TCD 检测器端石墨压环的位置。

E：用于测量ECD 检测器端石墨压环的位置。


Fp：用于测量FPD 检测器端石墨压环的位置。

安装石墨压环：

- (1) 抽出石墨压环的环芯，将色谱柱穿过压环



- (2) 再将色谱柱穿过压环安装夹具，并在管口伸出约10mm 的长度，将柱螺母拧紧，使石墨环紧紧的卡在色谱柱上。（柱螺母应先用手工拧紧，然后再用扳手拧3/4 圈）




- (3) 在色谱柱穿过石墨压环孔心时，柱口可能进入一些石墨粉，需要将压环安装夹具中伸出的毛细柱用毛细柱切割刀截去。


- (a) 压环安装夹具的管口应与截去后的色谱柱端口平齐。



- (b) 毛细管色谱柱的切口应平滑，不能粗糙不平。



(c) 用镊子取下多余的石墨此时要小心切勿损坏毛细管柱




注：必须除去残留在调节器上的石墨如果残留下来石墨可能堵塞毛细管适配器

石墨压环的位置

沿压环安装管的管口切去预留的一小段毛细柱后，即可卸去压环安装夹具。石墨压环位置如下图

SFID/FTD-2014c

检测器侧柱插入长度



DFID/FTD-2014	检测器侧柱插入长度为	99 mm
FPD-2014	检测器侧柱插入长度为	120 mm
ECD-2014	检测器侧柱插入长度为	75 mm

石墨压环种类

1. 内径 0.5mm (221-32126-05) 对应于 $\Phi 0.32$ 及 $\Phi 0.25$ 的毛细柱
2. 内径 0.8mm (221-32126-08) 对应于 $\Phi 0.53$ 的宽口径毛细柱

9. DET#n ignition failed 检测器点火失败

当以下情况时可能出现点火失败

- a. 色谱柱未安装
- b. 空气或氢气不良
- c. 点火线圈坏
- d. FID 喷头堵塞
- e. FID 检测器未打开

10. Ignition finished(retried)

仪器点火超过 1 次才点着（可能开始进入仪器的氢气不纯造成）

11. DET#n flame is out 检测器熄火

通常出现以下情况时可能产生此故障

- a. 空气或氢气气源不良（气体不纯、气压不足、或气源被关闭等）
- b. FID 喷头堵塞（进样后可能熄火）

仪器出现报警后，状态灯可能会变红色，此时屏幕上出现错误内容在这个错误的下测有两个选项

[Reset] （重置）选择这个选项时功能恢复，需排除故障后使用

[Ignore] （忽略）选择这个选项时忽略这个错误

两个选项选择后，错误报警窗口会消失，但当错误再次被检测出时报警窗口也会再次出现。

岛津国际贸易（上海）有限公司

用户服务热线电话：

800-810-0439

400-650-0439（手机用户）

北京分公司

北京市朝阳区朝外大街 16 号 中国人寿大厦 14F

邮政编码：100020

传 真：010- 85252326

分析中心：010-85252415

维修电话：010-85252424

上海分公司

上海市淮海中路 755 号新华联大厦东楼 24 层

邮政编码：200020

传 真：021-64728648

分析中心：021-64728442 转 321，64711300

维修电话：021-64728442 转 192，64451437

成都办事处

成都市西御街 77 号国信大厦 6 层 F 座

邮政编码：610015

传 真：028-86198420

维修电话：028-86198422，86198421

广州分公司

广州市流花路 109 号之 9 达宝广场 703-706 室

邮政编码：510010

传 真：020-87108698

分析中心：020-87108613，87108699

维修电话：020-87108630，87108631，87108633

沈阳分公司

沈阳市和平区中山路 97 号辽宁宾馆 1 楼 405 室

邮政编码：110001

传 真：024-23836378

维修电话：024-23836735

岛津公司中文网址

www.shimadzu.com.cn