


百灵威液相色谱柱

百灵威作为分析行业领军者之一，一直以为业界客户提供高质量标准品及配套试剂为主。如今随着分析行业的快速发展，严要求、高标准、高效率已经成为行规，为能更好满足客户需求，百灵威特引进世界领先分析技术，推出新品液相色谱柱，独具如下特点：

- 技术领先，极大地缩短了样品分析过程的时间和费用
- 严格控制色谱柱生产每个环节，保证高度重现性的分析结果
- 资深丰富的分离经验和专业知识供强有力的技术支持
- 不断开发新产品，满足各分析实验室的新需求
- 提供分析用各类配套产品，一揽子业务助您挑战分析实验



产品编号	产品名称	适用 PH 范围	特征	包装
S02001	C18 液相色谱柱 柱长：150×外径 4.6 mm 填料直径：5 μm	PH 2-7	★ 母体为高纯度(99.999%)硅胶； ★ 均一完全呈球状的硅胶粒径，可以在低压力下使用；	1 Pak
S02302	C18 液相色谱柱 柱长：250×外径 4.6 mm 填料直径：5 μm	PH 2-7	★ 实施中有理想的端基封尾处理，既不会有碱性化合物吸附问题，也不会有酸性化合物吸附问题； ★ 即使是在酸性条件下，也有着较高的耐久性。	1 Pak
S02303	C18 WpH 液相色谱柱 柱长：150×外径 4.6 mm 填料直径：5 μm	PH 1-10	★ 保留能力强，与母体成分的分离更容易； ★ 均一完全呈球状的硅胶粒径，使用压力小，给泵带来的负担更小；	1 Pak
S02304	C18 WpH 液相色谱柱 柱长：250×外径 4.6 mm 填料直径：5 μm	PH 1-10	★ 高惰性，不论酸性化合物还是碱性化合物，都能得到尖锐的峰型； ★ 硅胶纯度高，可用于分析金属配合物； ★ PH1-10，即强碱性溶离液也能维持高性能。	1 Pak
S02305	C8 液相色谱柱 柱长：150×外径 4.6 mm 填料直径：5 μm	PH 2-7	★ 母体为高纯度(99.999%)硅胶；	1 Pak
S02306	C8 液相色谱柱 柱长：250×外径 4.6 mm 填料直径：5 μm	PH 2-7	★ 均一完全呈球状的硅胶粒径，可以在低压力下使用。	1 Pak