

汽油中含氧化合物的测定

产品特点:

- 符合 ASTM D4815 和 SH/T0663
- 含氧化合物分析: 将内标乙二醇二甲醚 (DME) 加入样品中, 首先进入 TCEP 预切柱, 放空轻烃, 然后在甲基环戊烷和甲基叔丁醚之间切换, 让含氧化合物进入 WCOT 柱, 待叔戊基甲基醚流出后, 再反吹重烃组份
- 全自动阀切割确保组份定量的重复性和准确性

系统配置:

1. A90 主机一台
2. FID 检测器与 TCD 监控系统
3. 自动流量控制 EPC 系统
4. 专用色谱工作站一套
5. 毛细柱进样系统
6. Vaclo 自动十通阀反吹及复位系统
7. 色谱柱:

预切柱 TCEP, 0.56m*0.38mm 不锈钢柱, 20%TCEP/Chromosorb P(AW)80-100 目 分析柱 OV-1 (WCOT), 30m*0.32mm*3 μm, 交联甲基硅酮石英毛细管柱

