

乙醛、甲醇、乙醇、丙酮样品分析报告

一、方法概述

试样经自动进样器进样，气相色谱分离，FID 检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性。

二、分析材料

2.1 气相色谱柱

色谱柱: CB-PLOT Q, 柱长: 30m 内径: 0.53mm 膜厚: 20 μ m

三、色谱分析

3.1 色谱条件

柱温	140℃	检测温度	230℃
柱前压	0.08 Mpa	汽化温度	220℃
柱流量	2.0ml/min	分流比	30: 1

3.2 分析结果

