

分析方法

色谱柱: Sunniest C8 (250*4.6mm, 5 μ m);

流动相 A: 磷酸盐缓冲液 (0.01M 磷酸二氢钾, 用 1M 氢氧化钾调节 pH 值至 5.50)。

流动相 B: 乙腈。

梯度方法

时间 (分钟)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0	96	4
45	64	36
50	30	70
60	30	70
65	96	4
75	96	4

流速: 1.5ml/min。

波长: 205nm。

柱温: 55℃。

进样量: 20 μ l。

溶剂: 25%乙腈水;

图谱

