

LC/MS/MS 串联四极杆液质联用仪配置推荐

- 一. **Waters2695+ ZQ 2000+Edwards前置机械泵 液相单四极杆质谱液质联用,2006前后年出厂 人民币:40万(含17%增值税)**



流速范围：5~1000 uL/min (ESI)；200~2000 uL/min (APCI) m/z范围：2~2000 amu

分辨率：单位质量分辨

扫描速度：最快10,000 amu/秒，连续或棒状（centroid）模式

正负离子切换速度：20毫秒

真空系统：空气冷却差分分子涡轮泵，280 L/sec+205 L/sec，前置机械泵 集成的智能一体化流体技术：用IntelliStart控制和诊断，进行自动调谐、校正和系统QC。内置两瓶位，用于校正液和样品的调谐。

灵敏度：标准配置ESCI复合源，ESI+/APCI+：1 pg (0.2 pg/uL，进样5 uL) 利血平，流速300 uL/min，S/N>50:1 (RMS) 选项：

专用APCI IonSABRE源 和APPI光离子化源

软件：MassLynx 4.1