

挥发性有机化合物 (VOCs)

一、样品信息 (液体)

甲醇, 乙醇, 丙酮, 乙酸乙酯, 苯, 甲苯, 乙苯, 邻二甲苯, 间二甲苯 (液体)

二、仪器

GC9790, FID 检测器

三、色谱柱一

名称: CBMX-624

最高使用温度: 260℃

柱长: 30m 内径: 0.32mm 膜厚: 1.0 μm

四、色谱条件

柱温: 75℃ (2min) to 100℃ (2min) at 5℃/min

汽化温度: 200 °C

检测器: FID

检测温度: 200 °C

柱前压: 0.07Mpa

分流比: 50:1

进样量: 1ul

五、实验结果

